

## Bandklammern

Die Bandklammern sorgen für eine dauerhafte Öffnung von Gelenken und Maulteilen z.B. bei Knochenzangen und ermöglichen die Reinigung aller kritischen Stellen.

<b>Material:</b>	Edelstahl 1.4301 mit Silikonüberzug
<b>Toxizität:</b>	Eine toxische Wirkung ist nicht bekannt
<b>Latex:</b>	nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
<b>Verwendbarkeit:</b>	mehrfach verwendbar
<b>Medizinprodukt:</b>	Nein

REF	Format in mm	Farbe	Layout
20460	40	weiß	
20411	50	gelb	
20408	60	blau	
20406	70	rot	
20412	80	grün	

## Band clamps

Band clamps keep the joints and jaws of, for example, rongeurs open and enable all critical points to be cleaned.

**Material:** stainless steel 1.4301 with silicone covering

**Toxicity:** A toxic effect is not known

**Latex:** not made with natural rubber latex

**Use:** for multiply use

**Medical device:** No

REF	Format in mm	Colour	Layout
20460	40	white	
20411	50	yellow	
20408	60	blue	
20406	70	red	
20412	80	green	