

Spezifikation

Artikel- Nr.: 11008M

Lieferant: Matthes Sterilgutversorgung

Lieferanten - Art.- Nr. 11008M

Produkt:

Sandwich-Etikett mit Indikator für Dampfsterilisation

Produktaufbau:

Obermaterial: Vellum-Papier Duplex, weiß
Klebstoff: 2 x festhaftend, UV-basierend (geeignet für Vlies)
Trägermaterial: Silikonpapier 80 g/m², Zwischenträger 59 g/m²
braun

Ausführung:

Verarbeitung: Top-Splitt 62 mm von links im Obermaterial
Backsplitt 35 mm von links (= mittig)
Hülsekern: 76 mm lichte Weite mit 10 mm Wandung
Wicklung: Etikett außen

Indikator:

Prozessindikator Wasserdampf rosa
Der WD-Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe nach dunkelbraun bis schwarz um.
Der Farbumschlag entspricht jeweils der europäischen Norm EN 867-2 und ISO 11140-1.

Indikatorstand:

WD-Ind.: Streifen 5 mm breit, 8,5 mm vom linken Rand beginnend

Druck:

1-fbg. schwarz (Druckrapport 30,48 mm im Wechsel)

Verpackung:

5 Rollen im Karton

Etikettierung

Matthes Sterilgutversorgung

Art. Nr. 11008M Spezialetiketten mit Indikator für Dampfsterilisation

Größe: 70mm x 80lfm / 50 / AW

WD-Indikator von rosa nach braun




MM/JJJJ




MM/JJJJ

STEAM

class A




35-50% RH



Muster:

↓
Laufrichtung



X