

SPEZIFIKATION Nr.: 83001

Kunde: Sterilgutversorgung Matthes	Kd.-Art.-Nr.: REF 11007	Produkt: Barcoderollen-Etikett, endlos	Format / Größe: 70 mm x 80 lfm.
---	-----------------------------------	--	---

Produktaufbau:	Obermaterial: Vellum-Papier Duplex, weiß
	Klebstoff: 2 x festhaftend, UV-basierend
	Trägermaterial: Silikonpapier 80 g/m ² , Zwischenträger 59 g/m ² braun

Ausführung:	Verarbeitung: Top-Splitt 62 mm von links im Obermaterial Backsplitt 35 mm von links (= mittig)
	Hülsekern: 50 mm lichte Weite mit 10 mm Wandung
	Wicklung: Etikett außen


Indikator: Prozessindikator Wasserdampf rosa und FO-Indikator violett
Der WD-Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe nach dunkelbraun bis schwarz um. Der FO-Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe nach grün um.
Der Farbumschlag entspricht jeweils der europäischen Norm EN 867-2 und ISO 11140-1.

Indikatorstand:	WD-Ind.: Streifen 5 mm breit, 8,5 mm vom linken Rand beginnend
	FO-Ind.: Streifen 4 mm breit, 0,5 mm vom linken Rand beginnend

Druck:	1-fbg. schwarz (Druckrapport 30,48 mm im Wechsel)
---------------	---

Verpackung:	5 Rollen im Karton
--------------------	--------------------


Etikettierung:

Sterilgutversorgung Matthes, Pockau	
REF 11007	
Barcode-Rollen mit WD- und FO-Indikator	
Größe:	70 mm x 80 lfm
Rollenbreite:	70 mm
Inhalt:	5 Rollen á 80 lfm.
WD-Indikator von rosa nach braun / FO-Indikator von violett nach grün	
STEAM	CLASS 1
FO	CLASS 1
5 °C	+ 30 °C
35-50% RH	
xxxx/xx	xxxx/xx
LOT	XX

SPEZIFIKATION Nr.: 83001

Ausführungsmuster: (nicht maßstabsgetreu)

80 lfm pro Rolle - Aussenwicklung
Hülse 50 mm mit 10 mm Wandung



Ablaufrichtung von der Rolle

Erstellt am:
Unterschrift:

Geprüft am:
Unterschrift:

Genehmigt:
Unterschrift: