




# ENDOSKOPREINIGUNGSBÜRSTEN

Endoskope sind komplex und oft schwer zu aufbereiten, daher ist die Wahl der richtigen Bürsten entscheidend für eine effektive manuelle Reinigung. Ob Sie Kanal-, Ventil- oder Kombibürsten benötigen, unser Bürstenportfolio bietet, was Sie brauchen.

## VORTEILE:

- In verschiedenen Varianten erhältlich, als Doppel- oder Trippelreinigungsbürste, für Ventil- oder Biopsiekanal, einzeln oder als Set erhältlich
- Kugelkopf an der Spitze der Bürsten schützt den Kanal vor Perforationen während der Reinigung
- Stabiler Katheter mit hoher Griffsicherheit
- Sichere Handhabung von nassen, rutschigen Instrumenten





# ENDOSKOPREINIGUNGSBÜRSTEN

REF	BESCHREIBUNG	BÜRSTENKOPF	ARBEITSKANAL	LÄNGE	VE
EB10103	Doppelreinigungsbürste	6,0 mm	ab 2,8 mm	2500 mm	50 Stck.
EB10103.3	Reinigungsbürste mit 3 Bürsten	6,0 mm	ab 2,8 mm	2500 mm	50 Stck.
EB10136	Doppelreinigungsbürste (Broncho)	3,0 mm	ab 1,4 mm	1200 mm	100 Stck.
EB10102	Doppelreinigungsbürste	3,0 mm	ab 2,0 mm	2500 mm	50 Stck.
EB10104	Doppelreinigungsbürste mit Kunststoffgriff	5,0/10 mm	2,8 - 4,2 mm	2300 mm	25 Stck.
EB10100	Doppelreinigungsbürste	5,0/10 mm	2,8 - 4,2 mm	2500 mm	50 Stck.

REF	SET	VE
EB10107C	Bürstenset - Colo (inkl. Doppelreinigungsbürste EB10103 & Ventil-/Biopsiekanalreinigungsbürste)	50 Set
EB10107G	Bürstenset - Gastro (inkl. Doppelreinigungsbürste EB10102 & Ventil-/Biopsiekanalreinigungsbürste)	50 Set
EB10103.3C	Bürstenset 3-Kopf - Colo (inkl. Reinigungsbürste mit 3 Bürsten EB10103.3 & Ventil-/Biopsiekanalreinigungsbürste)	50 Set

REF	BESCHREIBUNG	BÜRSTENKOPF	ARBEITSKANAL	LÄNGE	VE
EB10105	Pfeifenreinigungsbürste	5,0 mm	2,8 - 4,2 mm	2300 mm	50 Stck.
EB10106	Bronchoskop Reinigungsbürste	2,0 mm	ab 1,2 mm	1200 mm	50 Stck.
<b>*NEU</b> EB10106.2L	Bronchoskop Reinigungsbürste	2,0 mm	ab 1,2 mm	2300 mm	100 Stck.
EB10108	Duodenoskop - Albarran - Eingangsbürste	2,3 mm		13 mm	100 Stck.
26027	Ventilreinigungsbürste	5,2/11 mm		156 mm	100 Stck.

