



Matthes
Sterilgutversorgung

... die bessere Alternative

Produkte für ZSVA und Praxis

Sterilgutversorgung im Krankenhaus Marion Matthes

Wernsdorfer Strasse 9

09509 Pockau

Telefon: +49(0) 37367 862938 Telefax: +49(0) 37367 84251

Funk: +49(0) 173 3885514

Funk: +49(0)152 34130334

info@matthes-sterilgutversorgung.com

www.matthes-sterilgutversorgung.com

Produktinformationen Instrumentenschutz

INSTRUMENTENSCHUTZ

Der Instrumentenschutz hat heutzutage einen wichtigen Stellenwert. Im Rahmen der immer häufiger durchgeführten Zentralisierung, Zusammenschließung von AEMPs/ZSVAs und der externen Aufbereitung werden die Transportwege immer länger. Daher müssen die empfindlichen und komplexen Instrumente nicht nur beim Transport innerhalb des eigenen Hauses, sondern oftmals auch beim Außer-Haus-Transport geschützt werden. Ferner spielt der Personalschutz eine übergeordnete Rolle. Dementsprechend legt Key Surgical den Fokus auf ein breites Sortiment an Instrumentenschutz.

Instrumentenschutztaschen sind aus Spezialkarton oder transparenter Folie hergestellt und werden verwendet, um hochwertige Instrumente vor Schäden während Aufbereitung, Transport und Lagerung zu schützen. Die Form der Taschen ist nicht direkt an das jeweilige Instrument angepasst. Dies bietet den Vorteil, dass sich diese Schutztaschen für die gängigsten Instrumente sowie für besondere Formen (z. B. Haken oder Messer) eignen. Zudem sind sie eine attraktive und nachhaltige Alternative zu Schutzkappen aus Kunststoff.

Die Key Surgical Instrumentenschutzhüllen sind in diversen Formen, Farben und unterschiedlichen Materialien zum perfekten Schutz der wertvollen Instrumente, wie z. B. Osteotome, Verres-Nadeln, Obturatoren oder Steinmann-Nägel, erhältlich.

Mit den Schutzeinlagen werden die Instrumente an Ort und Stelle gehalten und somit optimal geschützt. Das Material kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Instrumentenschutztaschen

Instrumentenschutzhüllen rund

Instrumentenschutzhüllen flach

Spezielle Instrumentenschutzhüllen

Instrumentenschutzhüllen mit innen liegenden Noppen

Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.



Instrumentenschutz – Instrumentenschutztaschen


INSTRUMENTENSCHUTZTASCHEN

Schutztaschen werden verwendet, um hochwertige Instrumente vor Schäden während Aufbereitung, Transport und Lagerung zu schützen. Die Form der Taschen ist nicht direkt an das jeweilige Instrument angepasst. Daraus ergeben sich einige Vorteile: Sie sind dadurch für die gängigsten Instrumente sowie für besondere Formen (z. B. Haken oder Messer) geeignet und sind eine ökonomische und nachhaltige Alternative zu Schutzkappen aus Kunststoff. Zum Einmalgebrauch.



REF	Beschreibung	Material	Format* (mm)	VE
A	01455 Instrumentenschutztasche	Karton/Folie	120 x 32	100 Stck.
B	01457 Instrumentenschutztasche	Karton/Folie	160 x 40	100 Stck.
C	01476 Instrumentenschutztasche	Folie	60 x 10	1000 Stck.
D	01471 einklappbare Falzungen, um ein Herausrutschen von schmalen Instrumenten zu vermeiden	Folie	105 x 25	1000 Stck.
E	01477 einklappbare Falzungen, um ein Herausrutschen von schmalen Instrumenten zu vermeiden	Folie	140 x 50	100 Stck.
F	01470 Instrumentenschutztasche	Karton	60 x 10	1000 Stck.
	42029 Instrumentenschutztasche	Karton	60 x 10	100 Stck.
	01496 bereits gefaltet und geklebt; gut geeignet für: feine Håkchen, Ritzmesser, Sichelmesser und Septummesser	Karton	105 x 20	1000 Stck.
	01469 Instrumentenschutztasche	Karton	105 x 25	1000 Stck.
	01492 Instrumentenschutztasche	Karton	140 x 50	100 Stck.
G	01479 Schutzhülle für Amputationsmesser mit 8 Lochbohrungen	Karton	123 x 33	100 Stck.
H	01478 Schutzhülle für Amputationsmesser mit 16 Lochbohrungen	Karton	246 x 33	100 Stck.

* Nutzlänge x max. Instrumentenbreite



Instrumentenschutz – Instrumentenschutzkappen rund

Auch die Schutzkappen werden verwendet, um hochwertige Instrumente vor Schäden während der Aufbereitung, des Transportes und der Lagerung zu schützen. Des Weiteren helfen sie, Stich- und Schnittverletzungen beim Personal zu vermeiden, und sie minimieren Wiederaufbereitungskosten aufgrund von Rissen bzw. Punktierungen der Sterilgutverpackung. Aus Vinyl.



INSTRUMENTENSCHUTZKAPPEN – RUND

Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Format (mm)	VE	
A	01484	gelocht	klar	Ø 1,6 x 19	100 Stck.
B	01460	gelocht	weiß durchsichtig	Ø 1,6 x 19	100 Stck.
C	01868	gelocht	weiß	Ø 1,6 x 19	100 Stck.
D	01856	für Verres-Nadeln	klar	Ø 2,0 x 19	50 Stck.
E	01485	gelocht	klar	Ø 2,0 x 19	100 Stck.
F	01461	gelocht	blau durchsichtig	Ø 2,0 x 19	100 Stck.
G	01869	gelocht	blau	Ø 2,0 x 19	100 Stck.
H	01486	gelocht	klar	Ø 2,8 x 19	100 Stck.
I	01462	gelocht	grün durchsichtig	Ø 2,8 x 19	100 Stck.
J	01870	gelocht	grün	Ø 2,8 x 19	100 Stck.
K	01487	gelocht	klar	Ø 3,2 x 25	100 Stck.
L	01463	gelocht	rot durchsichtig	Ø 3,2 x 25	100 Stck.
M	01884	gelocht	rot	Ø 3,2 x 25	100 Stck.
N	3-04-99	gelocht	klar	Ø 4,7 x 38	100 Stck.
O	01488	gelocht	klar	Ø 5,0 x 25	100 Stck.
P	01464	gelocht	gelb durchsichtig	Ø 5,0 x 25	100 Stck.
Q	01885	gelocht	gelb	Ø 5,0 x 25	100 Stck.
R	01489	gelocht	klar	Ø 10 x 19	100 Stck.
S	01465	gelocht	violett durchsichtig	Ø 10 x 19	100 Stck.
T	01886	gelocht	violett	Ø 10 x 19	100 Stck.
U	01859	für Obturatoren	klar	Ø 10 x 20	25 Stck.
V	3-07-03	für MIC-Instrumente	grün	Ø 4,3 x 29	50 Stck.
W	3-07-05	für MIC-Instrumente	gelb	Ø 4,3 x 51	50 Stck.
X	01857	für Obturatoren	klar	Ø 5,0 x 25	25 Stck.
Y	01858	für Obturatoren	klar	Ø 5,0 x 43	20 Stck.
Z	01860	für Obturatoren	klar	Ø 9,1 x 66	20 Stck.
AA	3-07-09	für MIC-Instrumente	klar	Ø 66 x 9,0	50 Stck.

ABBILDUNGEN ENTSPRECHEN DER ORIGINALGRÖSSE

Instrumentenschutz – Instrumentenschutzkappen rund



INSTRUMENTENSCHUTZKAPPEN – RUND – KONISCH

Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A	weiß durchsichtig	Ø 2,0 - 3,0 x 38	70 Stck.
B	weiß	Ø 2,0 - 3,0 x 51	70 Stck.
C	blau durchsichtig	Ø 3,0 - 4,0 x 38	70 Stck.
D	blau durchsichtig	Ø 3,0 - 4,0 x 51	70 Stck.
E	grün durchsichtig	Ø 4,0 - 5,0 x 51	70 Stck.
F	grün durchsichtig	Ø 4,0 - 5,0 x 38	70 Stck.
G	rot durchsichtig	Ø 5,0 - 6,0 x 51	70 Stck.
H	rot durchsichtig	Ø 5,0 - 6,0 x 38	70 Stck.
I	gelb durchsichtig	Ø 6,0 - 7,0 x 38	70 Stck.
J	gelb durchsichtig	Ø 6,0 - 7,0 x 51	70 Stck.
K	violett durchsichtig	Ø 7,0 - 8,0 x 38	70 Stck.
L	violett durchsichtig	Ø 7,0 - 8,0 x 51	70 Stck.
M	orange durchsichtig	Ø 8,0 - 9,0 x 38	70 Stck.
N	orange durchsichtig	Ø 8,0 - 9,0 x 51	70 Stck.
O	braun durchsichtig	Ø 9,0 - 10 x 38	70 Stck.
P	braun durchsichtig	Ø 9,0 - 10 x 51	70 Stck.
Q	schwarz durchsichtig	Ø 10 - 11 x 38	70 Stck.
R	schwarz durchsichtig	Ø 10 - 11 x 51	70 Stck.
S	grün durchsichtig	Ø 13 - 14 x 38	50 Stck.
T	grün durchsichtig	Ø 15 - 16 x 51	50 Stck.
U	gelb durchsichtig	Ø 15 - 16 x 38	50 Stck.
V	gelb durchsichtig	Ø 19 - 20 x 51	50 Stck.

ABBILDUNGEN ENTSPRECHEN DER ORIGINALGRÖSSE



ABBILDUNGEN ENTSPRECHEN DER ORIGINALGRÖSSE

Instrumentenschutz – Instrumentenschutzkappen flach

INSTRUMENTENSCHUTZKAPPEN – FLACH

Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Format (mm)	VE
A	für Osteotome	klar	2,0 x 9,0 x 25	100 Stck.
B	für Osteotome	orange durchsichtig	2,0 x 9,0 x 25	100 Stck.
C	für Osteotome	orange	2,0 x 9,0 x 25	100 Stck.
D	für Osteotome	klar	2,0 x 16 x 25	100 Stck.
E	für Osteotome	braun durchsichtig	2,0 x 16 x 25	100 Stck.
F	für Osteotome	braun	2,0 x 16 x 25	100 Stck.
G	für Osteotome	klar	3,0 x 25 x 25	100 Stck.
H	für Osteotome	schwarz durchsichtig	3,0 x 25 x 25	100 Stck.
I	für Osteotome	schwarz	3,0 x 25 x 25	100 Stck.
J	für Osteotome	klar	6,4 x 19	50 Stck.
K	für Osteotome	weiß durchsichtig	6,4 x 19	100 Stck.
L	für Osteotome	klar	9,5 x 25	50 Stck.
M	für Osteotome	blau durchsichtig	9,5 x 25	100 Stck.
N	für Osteotome	klar	13 x 25	50 Stck.
O	für Osteotome	grün	13 x 25	100 Stck.
P	für Osteotome	gelb	18 x 25	100 Stck.
Q	für Osteotome	klar	19 x 25	50 Stck.
R	für Osteotome	klar	25 x 25	50 Stck.
S	für Osteotome	klar	32 x 32	50 Stck.
T	für Osteotome	violett	32 x 32	100 Stck.
U	für Osteotome	klar	38 x 38	50 Stck.
V	für Osteotome	rot	38 x 38	100 Stck.
W	für Osteotome	klar	45 x 32	100 Stck.
X	für Osteotome	klar	45 x 32	50 Stck.
Y	für Osteotome	orange	45 x 32	100 Stck.

K

Instrumentenschutz

Instrumentenschutz – spezielle Instrumentenschutzkappen



INSTRUMENTENSCHUTZKAPPEN – FÜR RETRAKTOREN

Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Format (mm)	VE
A	3-10-03 Wundhäkchen, 2-Zinker, Doppelhaken, 3,5 mm Hakenlänge	klar	4,0 x 19	100 Stck.
B	3-10-01 einfaches Wundhäkchen, 1-Zinker, 2,5 – 3,5 mm Hakenlänge	klar	4,8 x 19	100 Stck.
C	3-10-02 einfaches Wundhäkchen, 1-Zinker, 5,0 mm Hakenlänge	klar	6,3 x 19	100 Stck.
D	3-10-04 Wundhäkchen, 2-Zinker, Doppelhaken, 3,5 mm Hakenlänge	klar	6,7 x 19	100 Stck.
E	3-10-05 Wundhäkchen, 2-Zinker, Doppelhaken, 3,5 mm Hakenlänge	klar	9,1 x 19	100 Stck.
F	3-09-07 Weitlaner-retractor	blau durchsichtig	22 x 20	100 Stck.
G	3-09-08 große Weitlaner-retractor	violett	25 x 25	100 Stck.
H	3-09-09 Beckman-Adson-retractor	orange	25 x 32	100 Stck.
I	3-09-10 Adson Retractor	grün	45 x 13	100 Stck.
J	01815 Gelpi-Retraktoren	klar	51	45 Stck.
K	01816 Gelpi-Retraktoren	klar	76	40 Stck.
L	01814 Gelpi-Retraktoren	klar	38	55 Stck.

Wussten Sie...?

Wir glauben, dass es nicht nur wichtig ist, dass Sie die richtigen Produkte zur richtigen Zeit in Ihrer Abteilung haben, sondern auch, dass die kontinuierliche Weiterbildung ein wichtiger Teil auf dem Weg zur Verbesserung der Patientensicherheit und positiver chirurgischer Ergebnisse ist. Key Surgical bietet Schulungen und Weiterbildungen für die Sterilgutversorgung (AEMP), Operationssaal und Endoskopie. Ob Sie unterwegs sind oder vor Ort, wir helfen Ihnen dabei, einen individuellen Lernweg zu finden, der Ihren Fortschritt verfolgt und Ihnen hilft, effizienter und nicht härter zu arbeiten. Die Anmeldung und Beratung ist kostenlos. Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner, um mehr darüber zu erfahren.

ABBILDUNGEN ENTSPRECHEN DER ORIGINALGRÖSSE

Instrumentenschutz – spezielle Instrumentenschutzkappen



INSTRUMENTENSCHUTZKAPPEN – TWIN

Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Format (mm)	VE
A	01800 NA	weiß durchsichtig	Ø 1,6 x 19	50 Stck.
B	01801 NA	blau durchsichtig	Ø 2,0 x 19	50 Stck.
C	01802 NA	grün durchsichtig	Ø 2,8 x 19	50 Stck.
D	01805 NA	orange durchsichtig	Ø 2,0 x 25	50 Stck.
E	01803 NA	rot durchsichtig	Ø 3,2 x 25	50 Stck.
F	01804 NA	gelb durchsichtig	Ø 5,0 x 25	50 Stck.
3-06-50	Set: 6 verschiedene Größen	klar	-	1 Set

INSTRUMENTENSCHUTZKAPPEN MIT INNEN LIEGENDEN NOPPEN

Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
G	klar	2,0 x 16 x 25	100 Stck.
H	klar	4,8 x 25	100 Stck.
I	klar	9,5 x 25	100 Stck.
J	klar	10 x 20	100 Stck.
K	klar	25 x 25	100 Stck.

ABBILDUNGEN ENTSPRECHEN DER ORIGINALGRÖSSE