



Matthes
Sterilgutversorgung

... die bessere Alternative

Produkte für ZSVA und Praxis

Sterilgutversorgung im Krankenhaus Marion Matthes

Wernsdorfer Strasse 9

09509 Pockau

Telefon: +49(0) 37367 862938 Telefax: +49(0) 37367 84251

Funk: +49(0) 173 3885514

Funk: +49(0)152 34130334

info@matthes-sterilgutversorgung.com

www.matthes-sterilgutversorgung.com

Produktinformationen:

Containerzubehör

CONTAINERZUBEHÖR

Die Containerverpackung ist in Deutschland eine vielfach verwendete Verpackungsvariante im Bereich der Sterilgutaufbereitung. Auf den folgenden Seiten bietet Key Surgical ein breites Portfolio rund um Instrumentencontainer. Unabhängig davon, welches Containermodell Sie im Einsatz haben – bei Key Surgical gibt es das geeignete Zubehör.

Die Containerfilter sind in verschiedenen Formen und Größen für eine Vielzahl von Containersystemen entsprechend der gültigen Normen erhältlich.

Außerdem bietet Ihnen Key Surgical normkonformes Containerzubehör zum Verschließen, Versiegeln und Dokumentieren im Bereich der Hartverpackung. Farbige Kunststoffplomben in verschiedenen Formen können für Farbkennzeichnung (Colour Coding) genutzt werden. Und zur einfachen Handhabung eignen sich die Papiersiegel als nachhaltige Containerverschlussmöglichkeit perfekt.

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr über die zahlreichen Containerschildervarianten für alle gängigen Systeme – als ideale Möglichkeit, Ihre Dokumentation zu ergänzen.

Containerfilter

Verschlussiegel aus Kunststoff


Verschlussiegel aus Papier

Einschubschilder


Anhängeschilder

Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.



Containerzubehör – Containerfilter



CONTAINERFILTER

Die Key Surgical Containerfilter sind eine zuverlässige Keimbarriere. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Alternativen für Container unterschiedlichster Hersteller, welche den internationalen Anforderungen der geltenden Norm ISO 11607-1 entsprechen. Diese Papierfilter sind mit oder ohne Prozessindikator der höchsten Qualität erhältlich und in verschiedenen verschiedenen Größen und Formen verfügbar. Zum Einmalgebrauch.

CONTAINERFILTER, DIE GRÖSSE ENTSPRICHT DER FILTER VON DER FIRMA AESCULAP


| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|-----|---|-------------|-----------|
| A | 01140 Rundfilter mit Dampfindikator, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß | Ø 190 | 500 Stck. |
| A | 01152 Rundfilter mit Dampfindikator, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß unterverpackt zu 100 Stck. | Ø 190 | 500 Stck. |
| B | 01141 Rundfilter ohne Indikator, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß | Ø 190 | 500 Stck. |
| C | 01148 Kleinset-Filter mit Dampfindikator, rechteckig, mit spitzen Ecken, weiß | 118 x 235 | 200 Stck. |
| D | 01186 Kleinset-Filter ohne Indikator, rechteckig, mit spitzen Ecken, weiß | 118 x 235 | 200 Stck. |
| E | 01317 Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken, weiß unterverpackt zu 250 Stck. | 170 x 230 | 500 Stck. |
| F | 01153 Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit abgeschrägten Ecken, weiß | 230 x 230 | 500 Stck. |
| G | 01142 Rechteckfilter ohne Indikator, mit abgeschrägten Ecken, weiß | 230 x 230 | 500 Stck. |
| H | 01149 Rechteckfilter ohne Indikator, mit spitzen Ecken, weiß | 230 x 230 | 500 Stck. |

CONTAINERFILTER


Rechteckig, weiß, mit Dampfindikator. Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|-----|---|-------------|-----------|
| I | 01330 Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit abgerundeten Ecken und einer Lochstanzung (lang) | 104 x 104 | 250 Stck. |
| J | 01158 Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken und zwei Lochstanzungen (rund) | 110 x 240 | 200 Stck. |
| K | 01143 Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken | 180 x 270 | 500 Stck. |
| L | 01321 Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken | 180 x 255 | 500 Stck. |







A



B



C




D

Containerzubehör – Containerfilter


CONTAINERFILTER (NACH ISO 11607)

Rund und rechteckig, weiß. Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|-----|--|-------------|-----------|
| A | 01157 ohne Indikator, rund, 2 Lochstanzungen | Ø 130 | 200 Stck. |
| B | 01144 ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken | 240 x 240 | 250 Stck. |
| B | 01181 ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken | 240 x 540 | 100 Stck. |
| B | 01183 ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken | 180 x 260 | 250 Stck. |
| B | 01194 ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken | 180 x 270 | 250 Stck. |
| B | 01196 ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken | 210 x 490 | 100 Stck. |
| B | 01198 ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken | 230 x 540 | 250 Stck. |
| B | 01300 ohne Indikator | 85,0 x 285 | 200 Stck. |
| B | 01331 ohne Indikator, spitze Ecken | 135 x 360 | 250 Stck. |
| B | 01332 ohne Indikator, spitze Ecken | 125 x 275 | 250 Stck. |
| B | 01350 ohne Indikator, spitze Ecken | 170 x 235 | 250 Stck. |
| C | 01306 ohne Indikator, rechteckig, 4 Lochstanzungen, mit 2 abgerundeten und 2 spitzen Ecken | 220 x 255 | 100 Stck. |
| D | 01167 ohne Indikator, rechteckig, 4 Lochstanzungen, mit abgerundeten Ecken | 165 x 245 | 100 Stck. |
| D | 01168 ohne Indikator, rechteckig, 4 Lochstanzungen, mit abgerundeten Ecken | 235 x 368 | 100 Stck. |
| D | 01304 ohne Indikator, rechteckig, 4 Lochstanzungen, mit abgerundeten Ecken | 210 x 490 | 100 Stck. |
| D | 01305 ohne Indikator, quadratisch, 4 Lochstanzungen, mit abgerundeten Ecken | 210 x 210 | 500 Stck. |
| D | 01318 ohne Indikator, rechteckig, 4 Lochstanzungen, mit abgerundeten Ecken | 132 x 358 | 50 Stck. |
| D | 01366 ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken | 100 x 230 | 250 Stck. |
| E | 01319 ohne Indikator, mit Lochungen und spitzen Ecken | 100 x 170 | 250 Stck. |
| | 01346 mit Dampfindikator, unverpackt zu je 100 Stck. | 300 x 300 | 500 Stck. |
| | 01347 mit Dampfindikator, unverpackt zu je 100 Stck. | 300 x 600 | 500 Stck. |
| | 01373 Container-Rundfilter ohne Indikator | 183 x 6,0 | 500 Stck. |




E



A



B




C

Containerzubehör – Containerfilter

CONTAINERFILTER (NACH ISO 11607)

Rund und rechteckig. Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|---------|---|-------------|------------|
| A 01145 | quadratisch, grün, mit Dampfindikator, spitze Ecken, 2 Lochstanzungen | 225 x 225 | 500 Stck. |
| B 01378 | rund, blau, für die H ₂ O ₂ -Sterilisation, mit Dampfindikator, unterverpackt zu je 100 Stck. | 190 x 6,0 | 500 Stck. |
| 01365 | rund, blau, mit Dampfindikator, unterverpackt zu je 100 Stck. | 190 x 6,0 | 500 Stck. |
| C 01368 | rund, grün, ohne Indikator, Filteraufdruck: blanko, unterverpackt zu je 100 Stck. | Ø 92 | 1000 Stck. |
| 01188 | spitze Ecken, blau, für die H ₂ O ₂ -Sterilisation, ohne Indikator | 120 x 235 | 500 Stck. |
| 01189 | spitze Ecken, blau, für die H ₂ O ₂ -Sterilisation, ohne Indikator | 130 x 110 | 500 Stck. |



CONTAINERFILTER FÜR WEITERE CONTAINER

Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|-----|---|-------------|-----------|
| A | 01314 Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken | 145 x 205 | 100 Stck. |
| B | 01315 Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit abgeschrägten Ecken | 240 x 240 | 250 Stck. |
| C | 01327 Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken | 240 x 540 | 100 Stck. |
| D | 01356 Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken | 200 x 435 | 100 Stck. |
| E | 01367 Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken | 250 x 350 | 200 Stck. |

CONTAINERFILTER, DIE GRÖSSE ENTSPRICHT DER FILTER VON DER FIRMA WAGNER

Rund und rechteckig, weiß, mit Dampfindikator. Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|-----|---|-------------|------------|
| F | 01355 rund, Lochstanzung zentral Ø 10 mm, unterverpackt zu je 100 Stck. | Ø 190 | 500 Stck. |
| G | 01369 rund, Lochstanzung zentral Ø 10 mm | Ø 75 | 1000 Stck. |
| H | 01363 rechteckig, mit spitzen Ecken | 245 x 400 | 100 Stck. |
| I | 01323 rechteckig, mit spitzen Ecken | 96,0 x 212 | 250 Stck. |


EDELSTAHLSPENDER FÜR FILTER

Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung.


| REF | Format (mm) | VE |
|-----|-----------------|---------|
| J | 195 x 195 x 100 | 1 Stck. |
| K | 235 x 235 x 100 | 1 Stck. |




Containerzubehör – Verschlusssiegel aus Kunststoff




A B C D E



F G H I



J K L M N



O P Q R

VERSCHLUSSSIEGEL AUS KUNSTSTOFF

Im Bereich der Kunststoffsiegel bietet Ihnen Key Surgical ein breites Spektrum an verschiedenen Ausführungen an. Unsere Siegel sind sowohl mit als auch ohne Prozessindikatoren erhältlich. Sie schützen Sie und Ihr Team vor Manipulation und haben eine Sollbruchstelle zum einfachen Öffnen. Ausführungen für alle gängigen Containerfabrikate und das breite Spektrum an Farben erleichtern die Kennzeichnung. Außerdem bieten wir nummerierte Sicherheitsplomben (REF 02639) zur versiegelten Rückgabe von Leihinstrumentarium, Implantaten und Containern. Alle Prozessindikatorpunkte sind in zwei Farbumschlägen verfügbar: rosa zu braun und blau zu schwarz. Bitte geben Sie dies bei Ihrer Bestellung an.

VERSCHLUSSSIEGEL – ECKIGER STEG

Steglänge 19 mm.

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|-----|--------------------------|------------|------------|
| A | 01020 ohne Indikator | dunkelblau | 1000 Stck. |
| B | 01021 ohne Indikator | grün | 1000 Stck. |
| C | 01022 ohne Indikator | weiß | 1000 Stck. |
| D | 01023 ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |
| E | 01024 ohne Indikator | gelb | 1000 Stck. |
| F | 01234 ohne Indikator | orange | 1000 Stck. |
| G | 01236 ohne Indikator | violett | 1000 Stck. |
| H | 01286 ohne Indikator | schwarz | 1000 Stck. |
| I | 02623 ohne Indikator | hellblau | 1000 Stck. |
| J | 01228 mit Dampfindikator | dunkelblau | 1000 Stck. |
| K | 01229 mit Dampfindikator | grün | 1000 Stck. |
| L | 01230 mit Dampfindikator | weiß | 1000 Stck. |
| M | 01231 mit Dampfindikator | rot | 1000 Stck. |
| N | 01232 mit Dampfindikator | gelb | 1000 Stck. |
| O | 01235 mit Dampfindikator | orange | 1000 Stck. |
| P | 01237 mit Dampfindikator | violett | 1000 Stck. |
| Q | 01294 mit Dampfindikator | schwarz | 1000 Stck. |
| R | 02670 mit Dampfindikator | hellblau | 1000 Stck. |



Containerzubehör – Verschlusssiegel aus Kunststoff

UNIVERSAL-VERSCHLUSSSIEGEL UNILOCK – ECKIGER STEG


Steglänge 27 mm.

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|-----|--------------------------|-------|------------|
| A | 01240 ohne Indikator | blau | 1000 Stck. |
| B | 01241 ohne Indikator | grün | 1000 Stck. |
| C | 01242 ohne Indikator | weiß | 1000 Stck. |
| D | 01243 ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |
| E | 01244 ohne Indikator | gelb | 1000 Stck. |
| F | 01245 mit Dampfindikator | blau | 1000 Stck. |
| G | 01246 mit Dampfindikator | grün | 1000 Stck. |
| H | 01247 mit Dampfindikator | weiß | 1000 Stck. |
| I | 01248 mit Dampfindikator | rot | 1000 Stck. |
| J | 01249 mit Dampfindikator | gelb | 1000 Stck. |

UNIVERSAL-VERSCHLUSSSIEGEL UNILOCK XL – ECKIGER STEG

Steglänge 27 mm.

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|-----|--------------------------|---------|------------|
| K | 01250 ohne Indikator | blau | 1000 Stck. |
| L | 01251 ohne Indikator | grün | 1000 Stck. |
| M | 01252 ohne Indikator | weiß | 1000 Stck. |
| N | 01253 ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |
| O | 01254 ohne Indikator | gelb | 1000 Stck. |
| P | 02514 ohne Indikator | violett | 1000 Stck. |
| Q | 02515 ohne Indikator | orange | 1000 Stck. |
| R | 01255 mit Dampfindikator | blau | 1000 Stck. |
| S | 01256 mit Dampfindikator | grün | 1000 Stck. |
| T | 01257 mit Dampfindikator | weiß | 1000 Stck. |
| U | 01258 mit Dampfindikator | rot | 1000 Stck. |
| V | 01259 mit Dampfindikator | gelb | 1000 Stck. |
| W | 02516 mit Dampfindikator | violett | 1000 Stck. |
| X | 02517 mit Dampfindikator | orange | 1000 Stck. |



Containerzubehör – Verschlusssiegel aus Kunststoff

UNIVERSAL-VERSCHLUSSSIEGEL – ECKIGER STEG

Geeignet für z. B. Aesculap- und Wagner-Container. Steglänge 34 mm.



| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|--------------------|------------|------------|
| A 01025 | ohne Indikator | dunkelblau | 1000 Stck. |
| B 01026 | ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |
| C 01027 | ohne Indikator | grün | 1000 Stck. |
| D 01028 | ohne Indikator | gelb | 1000 Stck. |
| E 01029 | ohne Indikator | weiß | 1000 Stck. |
| F 02624 | ohne Indikator | orange | 1000 Stck. |
| G 02625 | ohne Indikator | violett | 1000 Stck. |
| H 01220 | mit Dampfindikator | dunkelblau | 1000 Stck. |
| I 01221 | mit Dampfindikator | rot | 1000 Stck. |
| J 01233 | mit Dampfindikator | grün | 1000 Stck. |
| K 01238 | mit Dampfindikator | gelb | 1000 Stck. |
| L 01239 | mit Dampfindikator | weiß | 1000 Stck. |
| M 02640 | mit Dampfindikator | orange | 1000 Stck. |

VERSCHLUSSSIEGEL „AW“ – RUNDER STEG

Geeignet für Aesculap- und Wagner-Container. Steglänge 19 mm.



| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|--------------------|---------|------------|
| N 02612 | ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |
| O 02613 | ohne Indikator | blau | 1000 Stck. |
| P 02614 | ohne Indikator | grün | 1000 Stck. |
| Q 02615 | ohne Indikator | gelb | 1000 Stck. |
| R 02661 | ohne Indikator | weiß | 1000 Stck. |
| S 02662 | ohne Indikator | schwarz | 1000 Stck. |
| T 02632 | mit Dampfindikator | rot | 1000 Stck. |
| U 02633 | mit Dampfindikator | blau | 1000 Stck. |
| V 02634 | mit Dampfindikator | grün | 1000 Stck. |
| W 02635 | mit Dampfindikator | gelb | 1000 Stck. |
| X 02663 | mit Dampfindikator | weiß | 1000 Stck. |



Containerzubehör – Verschlussiegel aus Kunststoff

UNIVERSAL-VERSCHLUSSSIEGEL UNILOCK XL – ECKIGER STEG

Ohne Indikator, mit Beschriftung.

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|-------|---|-------|------------|
| 02671 | ohne Indikator, mit Druck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“ | gelb | 1000 Stck. |
| 02672 | ohne Indikator, mit Druck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“ | rot | 1000 Stck. |
| 02673 | ohne Indikator, mit Druck: „AUFBEREITETE MEDIZINPRODUKTE“ | grün | 1000 Stck. |

UNIVERSALSIEGEL – RUNDER STEG

Länge 195 mm.




| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|--------------------|------------|------------|
| A 01204 | ohne Indikator | dunkelblau | 1000 Stck. |
| B 02641 | ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |
| C 02643 | ohne Indikator | gelb | 1000 Stck. |
| D 02660 | ohne Indikator | grün | 1000 Stck. |
| E 01205 | mit Dampfindikator | dunkelblau | 1000 Stck. |

UNIVERSALSIEGEL – ECKIGER STEG

Steglänge 80 mm. Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|---|---------|------------|
| F 01014 | ohne Indikator | blau | 1000 Stck. |
| G 01216 | ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |
| H 01217 | ohne Indikator | grün | 1000 Stck. |
| I 01218 | ohne Indikator | gelb | 1000 Stck. |
| J 01219 | ohne Indikator | schwarz | 1000 Stck. |
| K 01013 | mit Dampfindikator | blau | 1000 Stck. |
| L 01212 | mit Dampfindikator | rot | 1000 Stck. |
| M 01213 | mit Dampfindikator | grün | 1000 Stck. |
| N 01214 | mit Dampfindikator | gelb | 1000 Stck. |
| O 01215 | mit Dampfindikator | schwarz | 1000 Stck. |
| P 02611 | 1-2-3 Verschlussiegel, mit Dampfindikator | grün | 1000 Stck. |

Containerzubehör – Verschlusssiegel aus Kunststoff



KUNSTSTOFFPLOMBE FÜR MARTIN-CONTAINER

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|--------------------|-------|------------|
| A 01011 | ohne Indikator | weiß | 1000 Stck. |
| B 01012 | mit Dampfindikator | weiß | 1000 Stck. |

KLS MARTIN VERSCHLUSSSIEGEL FÜR MARTIN-CONTAINER (MINISET)

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|--------------------|-------|------------|
| C 02630 | ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |
| D 02631 | mit Dampfindikator | rot | 1000 Stck. |

VERSCHLUSSSIEGEL FÜR MARTIN-CONTAINER (MICROSTOP)

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|--------------------|-------|-----------|
| E 02636 | ohne Indikator | rot | 500 Stck. |
| F 02637 | mit Dampfindikator | rot | 500 Stck. |

UNIVERSALSIEGEL, POM-SIEGEL – ECKIGER STEG










Schwergängige Sollbruchstelle. Steglänge 32 mm.

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|----------------|-------|------------|
| G 02620 | ohne Indikator | rot | 1000 Stck. |

SICHERHEITSPLOMBE

Fortlaufend nummeriert.

| REF | Beschreibung | Farbe | VE |
|---------|-------------------------------|-------|-----------|
| H 02639 | 290 mm lang; Nutzlänge 220 mm | gelb | 400 Stck. |



Containerzubehör – Verschlussiegel aus Papier

PAPIERSIEGEL

Eine umweltschonende Variante, um Container zu verschließen, bieten Ihnen die beliebten Key Surgical Papiersiegel. Die Siegel können bei fast allen gängigen Containern angebracht werden und verfolgen ein einfaches Prinzip. Mit unseren Papiersiegeln sorgen Sie für sicheren Verschluss für den Transport und die Lagerung durch den thermischen Verschluss der Komponenten. In unterschiedlichen Ausführungen mit und ohne Dokumentationsfeld und Kennzeichnung mit wesentlichen Informationen erhältlich. Zum Teil ist auch das Aufkleben von Etiketten möglich. Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Farbe | Format (mm) | VE |
|-----|--------------|-------|-------------|------------|
| A | 01010 | weiß | 100 x 18 | 1000 Stck. |
| B | 01003 | weiß | 105 x 30 | 1000 Stck. |
| C | 01004 | weiß | 117 x 38 | 500 Stck. |
| D | 01005 | weiß | 117 x 38 | 500 Stck. |
| E | 02638 | weiß | 105 x 30 | 1000 Stck. |
| F | 02665 | weiß | 70,0 x 38 | 500 Stck. |
| G | 04120 | weiß | 132 x 38 | 500 Stck. |
| H | 04179 | weiß | 145 x 35 | 750 Stck. |
| I | 01006 | weiß | 35 x 74 | 1000 Stck. |
| J | 04114 | weiß | 35 x 74 | 1000 Stck. |
| K | 01008 | weiß | 35 x 74 | 1000 Stck. |
| L | 01009 | weiß | 35 x 74 | 1000 Stck. |
| M | 04108 | weiß | 35 x 74 | 1000 Stck. |
| N | 04113 | weiß | 35 x 80 | 1000 Stck. |
| O | 04128 | gelb | 35 x 74 | 1000 Stck. |
| P | 04129 | blau | 35 x 74 | 1000 Stck. |
| Q | 04130 | rot | 35 x 74 | 1000 Stck. |
| | 61006 | weiß | 74 x 35 | 1000 Stck. |

A

B

C

D

E

F

G

H

I

EINSCHUBSCHILDER

Einschubschilder erleichtern Ihnen die Dokumentation, denn sie können einfach in die dafür vorgesehene Öffnung am Container geschoben werden. Die Key Surgical Einschubschilder gibt es in verschiedenen Ausführungen für Aesculap-, Martin- oder andere Containersysteme. Außerdem bieten wir auch Blanko-Varianten und Ausführungen mit Dokumentationsfeldern, in denen Sterilisationsdaten, Chargennummern oder Siebbezeichnungen notiert werden können. Die Schilder, die sich zum Aufkleben eignen, vereinfachen die Patientendokumentation. Alle Key Surgical Einschubschilder bestehen aus sterilisationsbeständigem Spezialkarton und sind zum Einmalgebrauch.

DOKUMENTATIONSSCHILDER FÜR WAGNER-CONTAINER


Mit Dampfindikator und Dokumentationsfeld.

| REF | Selbstklebend | Format (mm) | VE |
|---------|---------------|-------------|------------|
| A 01133 | nein | 40 x 59 | 1000 Stck. |
| B 01134 | einfach | 40/10 x 59 | 1000 Stck. |
| C 01169 | einfach | 40 x 59/74 | 1000 Stck. |
| 01126 | nein | 40 x 59 | 1000 Stck. |

DOKUMENTATIONSSCHILDER FÜR DIVERSE CONTAINER

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|---------|--|-------------|------------|
| D 04067 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend; für Geuder-Container | 23 x 60 | 1000 Stck. |
| E 04116 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbst-klebend; für CBM-Container | 39 x 55 | 1000 Stck. |
| F 04112 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend; für Microstop-Container | 39 x 63 | 1000 Stck. |
| G 01116 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend; für Sterilisationscontainer | 38 x 67 | 1000 Stck. |
| H 04003 | Set-Etikett mit Dampfindikator, einfach selbstklebend, Trägermaterial geschlitzt aus Spezialkarton 280g/qm | 40 x 80 | 1000 Stck. |
| I 01124 | ohne Indikator, blanko, nicht selbstklebend; für Sterilisationscontainer | 46 x 60 | 1000 Stck. |
| I 04105 | ohne Indikator, blanko, einfach selbstklebend; für Sterilisationscontainer | 46 x 60 | 1000 Stck. |

Containerzubehör – Einschubschilder



DOKUMENTATIONSSCHILDER FÜR AESCULAP-CONTAINER

Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE | |
|-----|--------------|---|---------|------------|
| | 04102 | blanko, nicht selbstklebend | 39 x 68 | 1000 Stck. |
| A | 04106 | blanko, einfach selbstklebend | 39 x 68 | 1000 Stck. |
| B | 01400 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend | 35 x 80 | 1000 Stck. |
| C | 04184 | ohne Indikator, blanko, nicht selbstklebend | 35 x 80 | 1000 Stck. |
| D | 01135 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend | 39 x 68 | 1000 Stck. |
| E | 01136 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend | 39 x 67 | 1000 Stck. |
| F | 04104 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend, mit eingedrucktem Rahmen | 39 x 67 | 1000 Stck. |
| G | 04118 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend | 39 x 67 | 1000 Stck. |
| H | 04000 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend | 18 x 60 | 1000 Stck. |
| I | 01123 | ohne Indikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend | 39 x 65 | 1000 Stck. |
| J | 04005 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend, je 100 Stck. unterverpackt | 18 x 50 | 1000 Stck. |
| K | 04107 | mit Dampfindikator „STERIL“, ohne Rahmen, einfach selbstklebend | 39 x 67 | 1000 Stck. |

DOKUMENTATIONSSCHILDER FÜR MARTIN-CONTAINER

Mit Dampfindikator und Dokumentationsfeld.

| REF | Selbstklebend | Format (mm) | VE | |
|-----|---------------|-------------|---------|------------|
| L | 01137 | nein | 35 x 50 | 1000 Stck. |
| M | 01125 | einfach | 35 x 50 | 1000 Stck. |
| N | 01139 | einfach | 46 x 50 | 1000 Stck. |
| O | 01119 | nein | 46 x 60 | 1000 Stck. |
| P | 01122 | einfach | 46 x 60 | 1000 Stck. |

DOKUMENTATIONSSCHILDER FÜR MARTIN-CONTAINER


Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE | |
|-----|--------------|---|---------|------------|
| Q | 01120 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend | 36 x 67 | 1000 Stck. |
| R | 04123 | blanko, nicht selbstklebend | 36 x 67 | 1000 Stck. |
| S | 01121 | mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend | 36 x 64 | 1000 Stck. |



Containerzubehör

Containerzubehör – Einschubschilder



A

KENNZEICHNUNGSSCHILD MIT H₂O₂-INDIKATOR

Farbumschlag: gelb zu blau.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|---------|---|-------------|------------|
| A 04103 | Tyvek, einzeln zugeschnitten, Backsplitt längs, selbstklebend | 60 x 40 | 1000 Stck. |

ALUMINIUMSCHILDER

Passend für schmale Schildereinschübe an Containern und in REF 01497. Für Laserbeschriftung geeignet.

| REF | Farbe | Format (mm) | VE |
|---------|---------|-------------|----------|
| B 28500 | silber | 18 x 50 | 25 Stck. |
| C 28501 | blau | 18 x 50 | 25 Stck. |
| D 28502 | rot | 18 x 50 | 25 Stck. |
| E 28503 | gelb | 18 x 50 | 25 Stck. |
| F 28504 | grün | 18 x 50 | 25 Stck. |
| G 28505 | schwarz | 18 x 50 | 25 Stck. |



B



C



D



E



F



G



A



B



C



D



E



F

ANHÄNGESCHILDER

Die Key Surgical Anhängeschilder und Aufsteller helfen Ihnen bei der schnellen Beschriftung Ihrer Container und Wagen. Sie sind hitzebeständig bis zu 134 °C, nicht selbstklebend. Zum Einmalgebrauch.

| REF | Beschreibung | Format (mm) | VE |
|---------|--|---------------|-----------|
| A 04162 | mit Loch, weiß, aus Spezialpapier | 90 x 50 + 20 | 100 Stck. |
| B 04192 | mit Loch, einseitig rot, aus Spezialpapier | 90 x 50 + 20 | 100 Stck. |
| C 04193 | mit Loch, einseitig blau, aus Spezialpapier | 90 x 50 + 20 | 100 Stck. |
| D 04194 | mit Loch, einseitig gelb, aus Spezialpapier | 90 x 50 + 20 | 100 Stck. |
| E 04195 | mit Loch, einseitig grün, aus Spezialpapier | 90 x 50 + 20 | 100 Stck. |
| 04216 | mit Loch, weiß, aus Spezialpapier | 110 x 60 + 20 | 100 Stck. |
| 04289 | mit Loch, beidseitig rot, aus Spezialpapier | 110 x 60 + 20 | 100 Stck. |
| 05200 | mit Loch, beidseitig blau, aus Spezialpapier | 110 x 60 + 20 | 100 Stck. |
| 05202 | mit Loch, beidseitig gelb, aus Spezialpapier | 110 x 60 + 20 | 100 Stck. |
| 05201 | mit Loch, beidseitig grün, aus Spezialpapier | 110 x 60 + 20 | 100 Stck. |
| F 05203 | mit Loch, beidseitig pink, aus Spezialpapier | 110 x 60 + 20 | 100 Stck. |
| 05204 | aus PET, weiß | 50 x 53 | 200 Stck. |
| G 04172 | mit Kreuzschlitzung, weiß, aus Spezialpapier | 75 x 40 + 20 | 100 Stck. |



G