



Produkte für ZSVA und Praxis

Sterilgutversorgung im Krankenhaus Marion Matthes

Wernsdorfer Strasse 9

09509 Pockau

Telefon: +49(0) 37367 862938 Telefax: +49(0) 37367 84251

Funk: +49(0) 173 3885514

Funk: +49(0)152 34130334

info@matthes-sterilgutversorgung.com

www.matthes-sterilgutversorgung.com

Produktinformationen

OP Katalog

OP-BEDARF

Das Key Surgical Portfolio für Ihren OP-Bedarf wurde entwickelt, um die gängigen Prozesse in Ihrem Operationssaal zu verbessern. Von Kanülen und Nadelzählern bis hin zu unserem neuesten Produkt, Electro Lube®, die Antihaft-Lösung für noch mehr Effizienz bei Ihren elektrochirurgischen Verfahren.

Spülkanülen sind im Krankenhausalltag nicht wegzudenkende Medizinprodukte und sind besonders im Bereich der topischen Wundspülung stark nachgefragt. Dabei muss nicht nur 100%ige Sicherheit, sondern auch eine einwandfreie Funktion stets gewährleistet sein. Dank jahrelanger Erfahrung bietet Ihnen Key Surgical ein umfassendes Angebot an sehr hochwertigen und gleichzeitig preiswerten Kanülen aus Kunststoff und Edelstahl.

Schalen werden in Krankenhäusern oder Arztpraxen für unterschiedliche Zwecke verwendet, z.B. für die Vorbereitung von Spülflüssigkeiten und Desinfektionslösungen oder als Abwurf von Verbandstoffen.

Instrumentenpolster und Gefäßschlingen wurden zum Schutz, Markieren oder Auffinden von Nähten und Gefäßen entwickelt.

Die Fixierhände immobilisieren die Hand während chirurgischer Eingriffe und helfen Ihnen und Ihren Patienten, ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.

Außerdem finden Sie in unserem Sortiment unterschiedliche Hand- und Nagelbürsten für Ihre Reinigung, magnetische OP-Matten für Ihre Instrumente, Lampengriffüberzüge, Hakenbezüge, Sicherheitsnadeln und Nadelzähler für noch mehr Sicherheit.

Electro Lube

Kunststoffkanülen

Metallkanülen

Schalen

Instrumentenpolster

Gefäßschlingen und Klemmenpolster

OP-Hakenbezüge

Instrumentenreinigung

Hand- und Nagelbürsten

Magnetische OP-Matten

Lampengriffüberzüge

Nadelzähler

Instrumententablett

Sicherheitsnadeln

Hautmarker

Beutel

OP-Bezüge

EpiGard

Sauerstoffbrille

Leichenhüllen

Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.



- 1 Legen Sie den Verpackungsinhalt auf eine sterile Oberfläche.




- 2 Das Schutzpapier vom Schwämmchen abziehen und Schwämmchen auf ein steriles Abdecktuch geben.



- 3 Entfernen Sie die Kappe und geben Sie die Electro-Lube-Lösung auf das Schwämmchen.



- 4 Die Spitze der Elektrode auf dem Schwämmchen abwischen, damit ein dünner Film auf der Linse entsteht.



NEU: ELECTRO LUBE FÜR MEHR EFFIZIENZ IN DER ELEKTROCHIRURGIE

Häufig gestellte Fragen

WIE IST ELECTRO LUBE® ENTSTANDEN?

Electro Lube wurde von einem OP-Krankenpfleger in Amerika entwickelt, der während der Operation nicht immer wieder Koagulat von den Elektrodenspitzen entfernen wollte. Er arbeitete mit einem Chemiker zusammen, um eine Lösung auf Phospholipidbasis zu entwickeln, die bei Operationen mit HF-Instrumenten Zeit spart, die Schorfbildung reduziert und dadurch die Verfahren effizienter zu gestalten.

WIE WIRD ELECTRO LUBE VERWENDET?

Sie können entweder die Elektrodenspitze direkt in die Flasche tauchen oder das mitgelieferte Schaumstoffkissen dafür verwenden, um die Lösung aufzutragen und die Spitze an dem Schwämmchen abwischen.

WELCHE VORTEILE BIETET ELECTRO LUBE?

Electro Lube führt während der OP zu einer deutlichen Reduzierung der Reinigungspausen, in der die Verkohlungen von den Kauterspitzen entfernt werden, so dass während des Eingriffs weniger potenziell entzündlicher Schorf entsteht.¹ Elektrodenspitzen mit einer Antihaf-Lösung [wie Electro Lube] erleichtern die Entfernung von Schorf und erleichtern das Reinigen der Instrumente während der OP.²

WO KANN ELECTRO LUBE ANGEWENDET WERDEN?

Eine besondere Bedeutung hat Electro Lube im Bereich der bipolaren Instrumente oder der minimalinvasiven Chirurgie aller Fachrichtungen.


1 Baker, Jeffrey C., MD & Hassan H. Ramadan MD, FACS. (2012, January). The Effects of an Antistick Phospholipid Solution on Pediatric Electrocautery Adenoidectomy. ENT Journal 91(1): E20-E23. 2 ECRI Price Guide. Accessed: 3 April 2020. 2 Roy, S. Buckingham, H. Buckingham, E. (2017, March). The Effect of an Antistick Phospholipid Solution on Bipolar Electrocautery Efficacy in Rhytidectomy. Sage Publications. doi: 10.1177/0748806817698291. AORN 2020 Guidelines


Spülkanülen sind im Krankenhausalltag nicht wegzudenkende Medizinprodukte und werden besonders im Bereich der topischen Wundspülung stark nachgefragt. Dabei muss nicht nur 100%ige Sicherheit, sondern auch eine einwandfreie Funktion stets gewährleistet sein. Dank jahrelanger Erfahrung bietet Ihnen Key Surgical ein umfassendes Angebot an sehr hochwertigen und gleichzeitig preiswerten Kanülen aus Kunststoff und Edelstahl.

EINMALKNOPFKANÜLEN AUS KUNSTSTOFF

Einzigartige Kunststoffkanülen zur topischen Wundspülung, die selbst nach Biegen über 90° einen Flüssigkeitsdurchfluss gewährleisten.

REF	Beschreibung	PZN	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Øinnen (mm)	VE
A 05004	Knopfspitze, steril verpackt	02435819	35	45	0,8	200 Stck.
A 05053	Knopfspitze, steril verpackt	02497826	35	45	0,8	50 Stck.
A 05023	Knopfspitze, steril verpackt	02497832	35	45	0,8	21 Stck.
A 05005	Knopfspitze, unsteril verpackt	-	35	45	0,8	200 Stck.
B 05000	Knopfspitze, steril verpackt	04954268	60	70	0,8	150 Stck.
B 05050	Knopfspitze, steril verpackt	04954274	60	70	0,8	50 Stck.
B 05021	Knopfspitze, steril verpackt	04954280	60	70	0,8	21 Stck.
B 05001	Knopfspitze, unsteril verpackt	-	60	70	0,8	150 Stck.
C 05006	Stumpfspitze, steril verpackt	01673540	75	90	1,0	150 Stck.
C 05056	Stumpfspitze, steril verpackt	01674479	75	90	1,0	50 Stck.
C 05026	Stumpfspitze, steril verpackt	01674485	75	90	1,0	21 Stck.
C 05007	Stumpfspitze, unsteril verpackt	-	75	90	1,0	150 Stck.
D 05002	Knopfspitze, steril verpackt	00424680	80	100	1,0	150 Stck.
D 05052	Knopfspitze, steril verpackt	00425260	80	100	1,0	50 Stck.
D 05022	Knopfspitze, steril verpackt	00426466	80	100	1,0	21 Stck.
D 05003	Knopfspitze, unsteril verpackt	-	80	100	1,0	150 Stck.






EINMALKANÜLEN AUS METALL

Zur topischen Wundspülung.

	REF	Spitze	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Øaußen (mm)	VE
A	05013	gerade	80	95	0,8	100 Stck.
B	05011	gerade	100	115	1,0	100 Stck.
C	05047	gerade	100	115	1,2	100 Stck.
D	05038	gerade	40	95	2,0	100 Stck.
E	05046	gerade	100	60	1,0	100 Stck.
F	05016	stumpf	80	95	1,5	100 Stck.
G	05036	stumpf	80	95	2,5	100 Stck.
H	05030	stumpf, gekrümmt	100	115	0,6	100 Stck.
I	05031	stumpf, gekrümmt	100	115	0,8	100 Stck.
J	05032	stumpf, gekrümmt	80	95	1,0	100 Stck.
K	05033	stumpf, gekrümmt	90	105	1,0	100 Stck.
L	05034	stumpf, gekrümmt	90	105	1,5	50 Stck.
M	05042	stumpf, gekrümmt	80	95	1,6	50 Stck.
N	05044	stumpf, gekrümmt	80	95	2,0	50 Stck.
O	05045	stumpf, gekrümmt	80	95	2,4	50 Stck.





A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P

EINMALSCHALEN AUS KUNSTSTOFF – UNSTERIL

Ineinander stapelbar, mit Graduierung, hitzebeständig bis 134° C. Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Füllmenge (ml)	UoM
A 08236	blau	100	100 Stck.
A 08243	blau	100	700 Stck.
B 08203	blau	150	10 Stck.
B 08248	blau	150	700 Stck.
C 08206	blau	250	10 Stck.
C 08252	blau	250	450 Stck.
D 08209	blau	500	10 Stck.
E 08210	blau	1000	10 Stck.
F 08211	blau	3000	1 Stck.
G 08237	gelb	100	100 Stck.
G 08244	gelb	100	700 Stck.
H 08204	gelb	150	10 Stck.
H 08249	gelb	150	700 Stck.
I 08207	gelb	250	10 Stck.
I 08256	gelb	250	450 Stck.
J 08238	rot	100	100 Stck.
J 08245	rot	100	700 Stck.
K 08250	rot	150	700 Stck.
K 08205	rot	150	10 Stck.
L 08208	rot	250	10 Stck.
L 08254	rot	250	450 Stck.
M 08240	durchsichtig	100	100 Stck.
M 08242	durchsichtig	100	700 Stck.
N 08214	durchsichtig	150	10 Stck.
N 08247	durchsichtig	150	700 Stck.
O 08215	durchsichtig	250	10 Stck.
O 08257	durchsichtig	250	450 Stck.
P 08239	grün	100	100 Stck.
P 08246	grün	100	700 Stck.



In Krankenhäusern oder Arztpraxen werden Schalen bspw. für die Vorbereitung von Spülflüssigkeiten, Desinfektionslösungen oder zum Abwurf von Verbandstoffen verwendet. In diesem Segment bietet Ihnen Key Surgical eine vielfältige Auswahl an Kunststoffschalen für unterschiedliche Einsatzzwecke an.

EINMALSCHALEN AUS KUNSTSTOFF – STERIL

Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Füllmenge (ml)	VE
A 08288	blau	100	100 Stck.
B 08293	blau	150	100 Stck.
C 08219	blau	250	100 Stck.
D 08227	blau	500	40 Stck.
E 08228	blau	1000	35 Stck.
F 08285	blau	3000	15 Stck.
G 08289	gelb	100	100 Stck.
H 08294	gelb	150	100 Stck.
I 08220	gelb	250	100 Stck.
J 08290	rot	100	100 Stck.
K 08295	rot	150	100 Stck.
L 08218	rot	250	100 Stck.
M 08291	grün	100	100 Stck.
N 08287	durchsichtig	100	100 Stck.





A



B



C



D



E



F



G

SETS

Steril verpackt

REF	Beschreibung	Inhalt:	VE
08260	Einmalschalen-Set	1x 500 ml 1x 1000 ml	35 Sets
A 08225	Einmalschalen-Set	1x 250 ml 2x 500 ml	25 Sets
A 08226	Einmalschalen-Set	2x 250 ml 2x 500 ml 1x 1000 ml	35 Sets
08298	Mörser-Set	Mörser mit Pistill	50 Sets
B 08229	steriles Set	1x 250 ml	50 Sets
B 08235	steriles Set	1x Spatel 175 mm 1x 500 ml	40 Sets
B 08234	steriles Set	1x Spatel 175 mm 1x 1000 ml	35 Sets

SPATEL

Hitzebeständig bis 134 °C, aus Polypropylen (PP). Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Länge (mm)	VE
C 08213	naturfarbig	175	12 Stck.
08217	weiß	160	50 Stck.

NIERENSCHALEN

REF	Beschreibung	Farbe	Füllmenge (ml)	VE
D 08281	aus Kunststoff, Einweg	weiß	700	35 Stck.
D 08241	aus Kunststoff, Einweg	weiß	700	100 Stck.
E 08216	aus PP, hitzebeständig bis 134 °C	blau durchsichtig		5 Stck.
F 08297	aus Kunststoff	blau	280	80 Stck.
G 08280	aus Kunststoff, mit Graduierung	blau	5000	1 Stck.

OP-Bedarf – Schalen

In Krankenhäusern oder Arztpraxen werden Schalen bspw. für die Vorbereitung von Spülflüssigkeiten, Desinfektionslösungen oder zum Abwurf von Verbandstoffen verwendet. I

EINMALSCHALEN AUS KUNSTSTOFF – STERIL

Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Füllmenge (ml)	VE
A 300026	rot	250	45 Stck.
B 300025	gelb	250	45 Stck.
C 300029	grün	250	45 Stck.
D 35832	blau	500	40 Stck.
E 36539	blau	250	50 Stck.
F 35610	blau	250	60 Stck.
G 300009	blau	1000	24 Stck.
H 35593	blau	6000	5 Stck.
I 38906	blau	1000	125 Stck.
J 38905	blau	2200	10 Stck.
K 300011-1	blau	8600	6 Stck.
L 300024	blau	2500	8 Stck.
M 31958	weiß	1320	25 Stck.
N 39079	durchsichtig	60	240 Stck.
O 300018	durchsichtig	60	120 Stck.



A doppelt steril verpackt



B doppelt steril verpackt



C doppelt steril verpackt



D doppelt steril verpackt



E doppelt steril verpackt



F einfach steril verpackt



G doppelt steril verpackt



H doppelt steril verpackt



I doppelt steril verpackt
270 x 240 x 50 mm



J doppelt steril verpackt



K doppelt steril verpackt



L doppelt steril verpackt




M doppelt steril verpackt
220 x 170 x 49 mm



N einfach steril verpackt



O doppelt steril verpackt



EINMALSCHALEN AUS KUNSTSTOFF – UNSTERIL

Ineinander stapelbar, mit Graduierung, hitzebeständig bis 134° C. Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Füllmenge (ml)	UoM
A 36610	durchsichtig	120	120 Stck.
B 300020	durchsichtig	120	120 Stck.
C 36477	durchsichtig	300	40 Stck.
D 300022	durchsichtig	150	40 Stck.
E 36478	durchsichtig	250	30 Stck.
F 300017-1	durchsichtig	250	12 Stck.
G 36878	blau		15 Stck.
H 38445-1	blau		15 Stck.



H

ALUMINIUMSCHALEN

Sterilisierbar, zum Einmalgebrauch.

REF	Ø oben/unten (mm)	Höhe (mm)	Inhalt (ml)	VE
H 08195	64/51	13	28	2100 Stck.
H 08196	96/80	25	125	2560 Stck.
H 08201	99/70	25	110	2000 Stck.
H 08202	80/56	34	110	2000 Stck.

GRIFFINBECHER

Aus Polypropylen, graduiert.

REF	Füllmenge (ml)	VE
E 06004	250	6 Stck.
F 06005	400	6 Stck.
G 06006	500	6 Stck.



E



F



G

PORZELLANMENSUR

REF	Beschreibung	Füllmenge (ml)	VE
A 06003	graduiert	100	1 Stck.
A 06001	graduiert	250	1 Stck.
B 06018	graduiert	50	1 Stck.
C 06002	graduiert	500	1 Stck.



A



B




C

INSTRUMENTENPOLSTER

Zum Schützen, Markieren und Auffinden von Nähten. Der Einsatz von Instrumentenpolstern wird in vielen chirurgischen Bereichen empfohlen, in denen dünne und empfindliche Nahtmaterialien verwendet werden. Die Instrumentenpolster schützen feine Nahtmaterialien vor Beschädigungen. Durch die farbliche Gestaltung der Instrumentenpolster wird das Auffinden der markierten Nähte erleichtert. Steril. Zum Einmalgebrauch.


REF	Farbe	Länge (mm)	Ø (mm)	VE
A 42022	rot	11	1,6	50 Stck.
B 42024	weiß	11	1,6	50 Stck.
C 42023	blau	11	1,6	50 Stck.
D 42020	gelb	11	1,6	50 Stck.
E 42021	pink	19	2,3	50 Stck.



A



B



C



D



E

ABBILDUNGEN ENTSPRECHEN DER ORIGINALGRÖSSE




OP-Bedarf – Gefäßschlingen und Klemmenpolster

A



B



C



D



D

E



E

F



D

GEFÄSSSCHLINGEN

Entwickelt für die Verwendung beim Ziehen, Verschließen oder Identifizieren von peripheren Gefäßen, Nerven, Harnleitern und Sehnen. Hervorragend zur Farbkodierung geeignet. Aus Silikon. Röntgendicht. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Format (mm)	Länge (mm)	VE
A 41220	rot, mini	1,5 x 1,0	457	20 Bänder
41210	blau, mini	1,5 x 1,0	457	20 Bänder
41240	gelb, mini	1,5 x 1,0	457	20 Bänder
41230	weiß, mini	1,5 x 1,0	457	20 Bänder
41120	rot, maxi	2,5 x 1,0	457	20 Bänder
41110	blau, maxi	2,5 x 1,0	457	20 Bänder
B 41140	gelb, maxi	2,5 x 1,0	457	20 Bänder
41130	weiß, maxi	2,5 x 1,0	457	20 Bänder
C 41000	blau, super maxi	5,0 x 1,5	457	20 Bänder

KLEMMENPOLSTER

Entwickelt, um einen sanften Griff zu bieten. Silikon in medizinischer Qualität. Röntgendicht. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	VE
D 42001	rot	2,5	125	40 Stck.
E 42002	weiß	5,0	125	40 Stck.
F 42003	blau	7,5	125	20 Stck.

K

OP-Bedarf



OP-HAKENBEZÜGE

Unsere sterilen OP-Hakenbezüge werden aus fusselfreiem Polyamid hergestellt. Damit werden alle Nachteile von Hakenbezügen aus Baumwolle abgestellt: kein Fusseln, kein chemisches Bleichen und die gleichen Eigenschaften wie vorher.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
A 5-10-120	mit Schnellverschluss	10 x 120	50 Stck.
A 5-10-180	mit Schnellverschluss	10 x 180	50 Stck.
A 5-10-250	mit Schnellverschluss	10 x 250	50 Stck.
A 5-10-300	mit Schnellverschluss	10 x 300	50 Stck.
B 5-10-110-Z	für Darmklemmen	10 x 110	50 Stck.
B 5-10-180-Z	für Darmklemmen	10 x 180	50 Stck.
C 5-30-220	mit Schnellverschluss	30 x 220	50 Stck.
C 5-30-310	mit Schnellverschluss	30 x 310	50 Stck.
C 5-35-280	mit Schnellverschluss	35 x 280	50 Stck.
C 5-35-350	mit Schnellverschluss	35 x 350	50 Stck.
C 5-40-220	mit Schnellverschluss	40 x 220	50 Stck.
C 5-45-240	mit Schnellverschluss	45 x 240	50 Stck.
C 5-50-310	mit Schnellverschluss	50 x 310	50 Stck.
C 5-50-330	mit Schnellverschluss	50 x 330	50 Stck.
D 5-25-150	mit Schnellverschluss	25 x 150	50 Stck.
D 5-25-200	mit Schnellverschluss	25 x 200	50 Stck.
D 5-25-250	mit Schnellverschluss	25 x 250	50 Stck.
D 5-25-300	mit Schnellverschluss	25 x 300	50 Stck.
D 5-25-400	mit Schnellverschluss	25 x 400	50 Stck.
D 5-25-500	mit Schnellverschluss	25 x 500	50 Stck.
E 5-80-230	mit Schnellverschluss	80 x 230	50 Stck.
E 5-80-300	mit Schnellverschluss	80 x 300	50 Stck.
E 5-80-350	mit Schnellverschluss	80 x 350	50 Stck.



DISTAL DUCK

Das Einweichmittel Distal Duck Tip Soaker hält komplexe Instrumente nach ihrem Gebrauch feucht. Die wirksame 4-Zyme-Voreinweichlösung ist für alle komplexen chirurgischen Instrumente geeignet; sie ist pH-neutral (nicht korrodierend), rückstandsfrei und für den Instrumententransport geeignet.

REF	Beschreibung	Größe	VE
A M20400	Vorbereitungsset Nassentsorgungssystem: 1 x Flasche 4Zyme 100 mL 5 x Distal Ducks 1 x 1/1 DIN Duck Beutel	100 ml	1 Set
M20411	Mini Distal Duck Tip Soaker, Einweghülse		250 Stck.
B M20413	Distal Duck Tip Soaker, Einweghülse	6 ml	250 Stck.
M20424	Distal Duck Tip Soaker XL - 5 mL 4-Enzym Konzentrat	5 ml	24 Stck.

PRE-KLENZ™

Transportgel ermöglicht die Reinigung von chirurgischen Instrumenten am Ort der Anwendung. Das pH-neutrale, klare Gel wird auf die Instrumente aufgetragen, um sie feucht zu halten und die Voreinreinigung einzuleiten. Das Produkt muss vor der automatischen Aufbereitung nicht abgespült werden.

REF	Beschreibung	Größe	VE
H ES-001-650	PRE-KLENZ™ Instrument-Transportgel	650 ml	1 Flasche
H ES-012-650	PRE-KLENZ™ Instrument-Transportgel	650 ml	12 Flaschen



A



B



HANDWASCHBÜRSTEN IM SPENDER

Aus Edelstahl.

REF	Beschreibung	VE
A 09391	Handwaschbürste mit Schwamm und Nagelreiniger	40 Stck.
B 09203	Halterung passend für REF 09391	1 Stck.

HANDWASCHBÜRSTEN MIT STABILEM HOHLGRIFF

Hitzebeständig bis 134 °C.


REF	Beschreibung	VE
C 09357	mit integrierter Nagelbürste	14 Stck.
C 09327	mit integrierter Nagelbürste, weiß	12 Stck.
D 09321	Borstenstärke mittel	14 Stck.

C



D





MAGNETISCHE OP-MATTEN – UNSTERIL


Die magnetischen OP-Matten bieten einen sicheren Transport für scharfe Instrumente während chirurgischer Eingriffe. Flüssigkeitsresistentes Material. Unsteril verpackt. Wiederverwendbar. Dampfsterilisierbar bis 134 °C.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A MG-300-400R	grün	300 x 400	3 Stck.


MAGNETISCHE OP-MATTEN – STERIL

Die magnetischen OP-Matten bieten einen sicheren Transport für scharfe Instrumente während chirurgischer Eingriffe. Flüssigkeitsresistentes Material. Steril verpackt. Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
B MG-250-400	blau	250 x 400	30 Stck.
C MG-115-076	blau	115 x 76	50 Stck.




INSTRUMENTE NICHT INBEGRIFFEN



NADELZÄHLER

Zum sicheren Abwurf und zur Entsorgung von benutzten scharfen, chirurgischen Gegenständen wie Nadeln, Klingen und anderen Kleinteilen. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
A	NC-10-100 10-fach, magnetisch, klarer Deckel	rot	50 Stck.
B	NC-15-100 15-fach, magnetisch, klarer Deckel	rot	50 Stck.
C	NC-30-100 30-fach, magnetisch, klarer Deckel	rot	50 Stck.
D	NC-20-111 20-fach, magnetisch und Schwamm, stabiler Deckel	rot	50 Stck.
E	NC-15-110 15-fach, magnetisch mit Schaumstoffstreifen, klarer Deckel	rot	50 Stck.
F	NC-30-111 30-fach, magnetisch mit Schaumstoffstreifen, stabiler Deckel	rot	50 Stck.
G	NC-20-121 20-fach, doppelt magnetisch, stabiler Deckel und Schaumstoff	rot	50 Stck.



ABWURFBEHÄLTER FÜR SPRITZEN

REF	Beschreibung	Farbe	Ø oben/unten (mm)	VE
26013	Abwurfbehälter 3 Liter	gelb, Deckel transparent	240 x 120	30 Stck.

OP-Bedarf – Lampengriffüberzüge und Transport

A



A LAMPENGRIFFÜBERZÜGE

Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	VE
06025	für Trumpf-ALC-Surgical-light-Modelle	18 Stck.
06014	starr	24 Stck.
M182	passend für Covidien Lampengriffe, grün	120 Stck.
M182.2	passend für Covidien Lampengriffe, grün doppelpack	80 Stck.

WAGENKENNZEICHNUNGSTAFEL

RDG-tauglich und mit abgerundeten Ecken.

REF	Beschreibung	Vorderseite	Rückseite	Format (mm)	VE
17996	-	grün mit dem Aufdruck: „aufbereitete Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	210 x 297	10 Stck.
17997	mit Hinweis auf UN-Verordnung	grün mit dem Aufdruck: „aufbereitete Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	210 x 297	10 Stck.
B 17998	-	grün mit dem Aufdruck: „sterile Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	210 x 297	10 Stck.
C 17999	mit Hinweis auf UN-Verordnung	grün mit dem Aufdruck: „sterile Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	210 x 297	10 Stck.

B



C



LDPE-FOLIENHAUBE IN KASTENFORM

Abdeckfolien zum Schutz der Container vor Kontaminationen.

REF	Format (mm)	Stärke	VE
MED1600.70	600 x 300 x 300	100 µ	400 Stck.

K

OP -Bedarf

A



B



C



OP-Bedarf – Instrumententablett und Sicherheitsnadeln

INSTRUMENTENTABLETT

REF	Beschreibung	Material	Farbe	Format (mm)	VE
A 08488	hitzebeständig bis zu 134 °C	Edelstahl	silber	213 x 113 x 10	1 Stck.
A 08489	hitzebeständig bis zu 134 °C	Edelstahl	silber	235 x 165 x 10	1 Stck.
A 08490	hitzebeständig bis zu 134 °C	Edelstahl	silber	288 x 163 x 10	1 Stck.
09863	hitzebeständig bis zu 134 °C	Melamin	weiß	190 x 150 x 17	1 Stck.
09864	hitzebeständig bis zu 134 °C	Melamin	weiß	240 x 180 x 17	1 Stck.
09865	hitzebeständig bis zu 134 °C	Melamin	weiß	270 x 210 x 17	1 Stck.
09866	hitzebeständig bis zu 134 °C	Melamin	weiß	350 x 240 x 17	1 Stck.

ZUSCHNITTE AUS POM-KUNSTSTOFF

REF	Format (mm)	Stärke (mm)	VE
B 09436	240 x 190	3,0	1 Stck.
B 09453	240 x 190	10	1 Stck.

SICHERHEITSNADELN

Unsere Sicherheitsnadeln sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und in den Längen 25, 38 und 50 mm erhältlich. Sie sind paarweise unterverpackt. Steril.

REF	Länge (mm)	VE
C 06007	25	100 Stck.
C 06008	38	100 Stck.
C 06009	50	100 Stck.

K



OP -Bedarf



HAUTMARKER

Zur Markierung der Haut vor einem Eingriff. Mit lila Tinte (nicht toxisch, antiseptischer Farbstoff). Steril verpackt. Enthält 6 sterile Etiketten und ein 15 cm langes Lineal. Steril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	VE
A SM-100	1,0 mm Faserspitze	50 Stck.
B SM-200	0,5 mm Nylonspitze	50 Stck.
C SM-300	Doppelspitze: 1,0 mm und 5,0 mm	50 Stck.






OP-BEUTEL

Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Format (mm)	VE
A 03048	LDPE-Klappenbeutel, mit Dauerklebeverschluss, Aufdruck: „Zahnprothese, Hörgerät, Brille“	rot	165 x 240 + 45*	500 Stck.
B 03021	LDPE-Klappenbeutel, mit Dauerklebeverschluss, Aufdruck: „Achtung Zahnprothese, Name, Adresse“	gelb	165 x 240 + 45*	500 Stck.
C 03038	LDPE-Klappenbeutel, mit Dauerklebeverschluss, Aufdruck 4 Sprachen: „ACHTUNG WERTSACHEN“	schwarz	200 x 300 + 50*	1000 Stck.
D 03018	LDPE-Klappenbeutel f. Patienteneigentum mit Dauerklebeverschluss	durchsichtig	200 x 300 + 50*	1000 Stck.
E 09094	LDPE-Abfallbeutel	weiß eingefärbt	220 x 240 + 40*	1000 Stck.
F 03016	LDPE-Tragetasche mit gerader Klappe und wiederverschließbarem Adhäsionsverschlussband mit Aufdruck 4 Sprachen: „Patienteneigentum/Name/Adresse/Zimmer“	rot	585 x 605 x 0,05	250 Stck.
G 09093	Abwurfbeutel aus Kraftpapier 80 g/m ² , mit dampfsterilisationsfester Leimung, hitzefest bis 140 °C, unbedruckt	weiß	190 x 105 x 275	450 Stck.

* 40, 45 und 50 bezieht sich auf die Größe der Klappe.



OP-BEZÜGE

Steril und aus Kunststoff.

REF	Beschreibung	Format (cm)	VE
A 03050	OP-Mikroskopbezug, Objektivring-Ø: 65 mm, für Zeiss-Mikroskope	160 x 115	10 Stck.
B 03052	OP-Mikroskopbezug, Objektivring-Ø: 65 mm, für Zeiss-Mikroskope	300 x 115	10 Stck.
C 03053	C-Bogen-Sterilbezug für Röntgengeräte	235 x 104	20 Stck.

D THERMOCOVER

Konfektionierter Überzug für NaCl-Schüsseln im OP, erspart die Sterilisation der Edelstahlschüssel. Vollständige Auskleidung der Salzschüssel und gleichzeitige Abdeckung des Temperiergerätes. Wird in die Schüssel eingelegt und nach unten über den Ständer zur Abdeckung gezogen. Durch den Aluminiumeinsatz im Bodenbereich können Temperaturspitzen der Heizplattenständer ausgeglichen werden, ohne dass eine Beschädigung des Thermocovers auftritt. Die Ausformung des Schalenbereichs sorgt für eine faltenfreie Einlegung in die Schale. Im Schüsselbereich einwandig rundgeformt ohne Schweißnähte, im Schüsselbodenbereich aufgesiegelte Aluminiumfolie. Steril.

REF	Beschreibung	Stärke	Format (cm)	VE
M99976	Alu-Boden und Schürze	40 µm	43/25x75	25 Stck.
M99975	2-layer steriler Bezug, Sandwich-Alu-Boden, doppelte Folie im Schüsselbereich und Schürze	40 µm	43/25x75	20 Stck.
M99971	2-layer steriler Bezug, Sandwich-Alu-Boden, doppelte Folie im Schüsselbereich und Schürze	40 µm	43/25x95	20 Stck.
M99968	Sandwich-Alu-Boden	40 µm	43/25 x 115	20 Stck.

A



OP-HOCKERBEZÜGE

Bezug für OP-Hocker, enthält eine Gummizughaube mit saugender Beschichtung. Im Spenderkarton. Steril

REF	Beschreibung	Größe	VE
M99955	ohne Schürze	S 450 mm	120 Stck.
M99956	mit Schürze	XL 450 mm	100 Stck.
M99927	Eco-Green ohne Schürze, mit stark saugender Beschichtung auf der Sitzfläche	S 450 mm	40 Stck.
M99926	Eco-Blue ohne Schürze, mit stark saugender Beschichtung auf der Sitzfläche	S 450 mm	40 Stck.

A EPIGARD® SYNTHETISCHE WUNDAUFLAGE

EpiGARD ist ein Hautersatz zur temporären Wundabdeckung. Er führt durch Wundreinigung und gleichzeitige Aufrechterhaltung des feuchten Milieus zur optimalen Konditionierung des Wundgrundes für spätere Hauttransplantationen. Auch zur ausschließlichen Behandlung von jeglichen Defektwunden mit ebenem Wundgrund ohne anschließende Hauttransplantation geeignet. EpiGARD ist aus einem nichttextilen, zweischichtigen Kunststoffmaterial ohne Zusätze: Die Oberseite besteht aus einer dünnen, mikro-porösen Folie. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig. So kann sich kein Sekretstau bilden, dennoch ist die Wunde vor von außen eindringenden Bakterien oder Flüssigkeiten geschützt.

REF	Format (mm)	VE
MED2003.200	80 x 50	10 Stck.
MED2003.201	80 x 100	10 Stck.
MED2003.202	80 x 230	10 Stck.
MED2003.203	120 x 300	10 Stck.

K

OP -Bedarf

OP-Bedarf – Sauerstoffbrillen und Leichenhüllen



A SAUERSTOFFBRILLEN

REF	Beschreibung	VE
EN10128	Sauerstoff-Nasenbrille mit 2,1 m Sicherheitsschlauch	50 Stck.
M99920	Sauerstoffkatheter 40 cm mit fester Komresse	50 Stck.

LEICHENHÜLLEN

Leichenhüllen sind für die Aufbewahrung eines verstorbenen menschlichen Körpers bestimmt, mit verstärktem reißfestem Material für mehr Sicherheit. Aus LDPE-Coexfolie. Blick- und wasserdicht.

REF	Beschreibung	Größe (mm)	VE
M99925-10	mit C-förmigem Reißverschluss,	900 x 2350 x 0,20	10 Stck.
M99977.10	mit gerade eingenähtem Reißverschluss und zwei Verschlussglitern	900 x 2350 x 0,15	10 Stck.

B



K

OP -Bedarf

BOHRDRÄHTE UND ZUBEHÖR

Key Surgical bietet die höchste Qualität und die größte Auswahl an Bohrdrähten und Zubehör für die gängigsten Verfahren.

Kirschner-Bohrdrähte (K-Drähte) sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich. Unsere hochwertigen Drähte werden aus zertifiziertem, implantierbarem Edelstahl hergestellt und in Deutschland präzisionsgeschliffen.

K-Drähte

Bohrdrahthülsen für K-Drähte

Abdeckungen für K-Drähte



Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.

Bohrdrähte und Zubehör – Kirschner-Bohrdrähte

A K-DRÄHTE TROKAR/RUND

Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft. 10 Drähte pro Packung.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07479	-	0,6 x 70	10 Stck.
07403	-	0,7 x 150	10 Stck.
07404	-	0,8 x 150	10 Stck.
07035	-	0,8 x 160	10 Stck.
07052	-	0,8 x 310	10 Stck.
07036	-	0,9 x 160	10 Stck.
07020	-	1,0 x 100	10 Stck.
07071	Titan	1,0 x 100	10 Stck.
07406	-	1,0 x 150	10 Stck.
07470	Titan, gold	1,0 x 150	10 Stck.
07037	-	1,0 x 160	10 Stck.
07054	-	1,0 x 310	10 Stck.
07492	-	1,0 x 70	10 Stck.
07055	-	1,1 x 310	10 Stck.
07022	-	1,2 x 100	10 Stck.
07072	Titan	1,2 x 100	10 Stck.
07408	-	1,2 x 150	10 Stck.
07471	Titan, gold	1,2 x 150	10 Stck.
07039	-	1,2 x 160	10 Stck.
07079	-	1,2 x 200	10 Stck.
07056	-	1,2 x 310	10 Stck.
07423	Titan	1,2 x 310	10 Stck.
07073	Titan	1,4 x 100	10 Stck.
07409	-	1,4 x 150	10 Stck.
07484	Titan, gold	1,4 x 150	10 Stck.
07040	-	1,4 x 160	10 Stck.

A K-DRÄHTE TROKAR/RUND

Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft. 10 Drähte pro Packung.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07057	-	1,4 x 310	10 Stck.
07410	-	1,5 x 150	10 Stck.
07058	-	1,5 x 310	10 Stck.
07074	Titan	1,6 x 100	10 Stck.
07411	-	1,6 x 150	10 Stck.
07485	Titan, gold	1,6 x 150	10 Stck.
07042	-	1,6 x 160	10 Stck.
07480	-	1,6 x 280	10 Stck.
07059	-	1,6 x 310	10 Stck.
07413	-	1,8 x 150	10 Stck.
07472	Titan, gold	1,8 x 150	10 Stck.
07044	-	1,8 x 160	10 Stck.
07481	-	1,8 x 280	10 Stck.
07061	-	1,8 x 310	10 Stck.
07076	Titan	2,0 x 100	10 Stck.
07415	-	2,0 x 150	10 Stck.
07486	Titan, gold	2,0 x 150	10 Stck.
07046	-	2,0 x 160	10 Stck.
07482	-	2,0 x 280	10 Stck.
07063	-	2,0 x 310	10 Stck.
07064	-	2,2 x 310	10 Stck.
07065	-	2,4 x 310	10 Stck.
07418	-	2,5 x 150	10 Stck.
07066	-	2,5 x 310	10 Stck.
07050	-	3,0 x 150	10 Stck.
07051	-	3,0 x 160	10 Stck.
07068	-	3,0 x 310	10 Stck.

A



K

Bohrdrähte und Zubehör



A K-DRÄHTE TROKAR/TROKAR

Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft. 10 Drähte pro Packung.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07174	-	0,6 x 70	10 Stck.
07117	-	0,8 x 100	10 Stck.
07173	-	0,8 x 150	10 Stck.
07134	-	0,8 x 160	10 Stck.
07175	-	0,8 x 70	10 Stck.
07118	-	0,9 x 100	10 Stck.
07119	-	1,0 x 100	10 Stck.
07488	aus Titan	1,0 x 150	10 Stck.
07136	-	1,0 x 160	10 Stck.
07153	-	1,0 x 310	10 Stck.
07137	-	1,1 x 160	10 Stck.
07121	-	1,2 x 100	10 Stck.
07138	-	1,2 x 160	10 Stck.
07155	-	1,2 x 310	10 Stck.
07139	-	1,4 x 160	10 Stck.
07006	-	1,4 x 60	10 Stck.
07141	-	1,6 x 160	10 Stck.
07171	mit Vollgewinde	1,6 x 160	1 Stck.
07158	-	1,6 x 310	10 Stck.
07143	-	1,8 x 160	10 Stck.
07160	-	1,8 x 310	10 Stck.
07145	-	2,0 x 160	10 Stck.
07162	-	2,0 x 310	10 Stck.
07163	-	2,2 x 310	10 Stck.
07147	-	2,4 x 160	10 Stck.

A K-DRÄHTE TROKAR/FLACH

Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft. 10 Drähte pro Packung.

REF	Format (mm)	VE
07217	0,8 x 100	10 Stck.
07234	0,8 x 160	10 Stck.
07235	0,9 x 160	10 Stck.
07220	1,0 x 100	10 Stck.
07253	1,0 x 310	10 Stck.
07238	1,2 x 160	10 Stck.
07255	1,2 x 310	10 Stck.
07239	1,4 x 160	10 Stck.
07257	1,5 x 310	10 Stck.
07241	1,6 x 160	10 Stck.
07259	1,7 x 310	10 Stck.
07243	1,8 x 160	10 Stck.
07260	1,8 x 310	10 Stck.
07262	2,0 x 310	10 Stck.
07245	2,0 x 160	10 Stck.
07263	2,2 x 310	10 Stck.
07265	2,5 x 310	10 Stck.

B K-DRÄHTE RUND/RUND

Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft. 10 Drähte pro Packung.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07060	-	1,3 x 413	10 Stck.
07428	-	1,4 x 160	10 Stck.
07432	mit 4-mm-Gewinde	1,2 x 450	1 Stck.

C K-DRÄHTE LANZETTE/FLACH

Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft. 10 Drähte pro Packung.

REF	Format (mm)	VE
07342	1,6 x 310	10 Stck.
07346	2,0 x 310	10 Stck.
07348	2,4 x 310	10 Stck.

SONSTIGE K-DRÄHTE

Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft. 10 Drähte pro Packung.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
D 07268	Trokar mit Längsrändel und Spezialöse	2,4 x 430	10 Stck.
07496	mit Öse und Bohrgewinde	2,4 x 200	10 Stck.





A

B

C

D

E



F

G

H

Bohrdrähte und Zubehör – Bohrdrahtgehäuse für K-Drähte

BOHRDRAHTGEHÄUSE FÜR KIRSCHNER-BOHRDRÄHTE

RDG-tauglich, hitzebeständig.

REF	Beschreibung	Querschnitt	Material	Länge (mm)	Ø / Breite (mm)	VE
A 07473	eine Kammer	quadratisch	Edelstahl	170	20	1 Stck.
A 07474	eine Kammer	quadratisch	Edelstahl	200	20	1 Stck.
A 07475	eine Kammer	quadratisch	Edelstahl	330	20	1 Stck.
B 07476	4 Kammern; Auslassöffnung: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	quadratisch	Edelstahl	170	20	1 Stck.
B 07477	4 Kammern; Auslassöffnung: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	quadratisch	Edelstahl	200	20	1 Stck.
B 07497	4 Kammern; Auslassöffnung: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	quadratisch	Edelstahl	330	20	1 Stck.
B 07499	4 Kammern; Auslassöffnung: 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8	quadratisch	Edelstahl	330	20	1 Stck.
B 07478	4 Kammern; Auslassöffnung: 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0	quadratisch	Edelstahl	170	20	1 Stck.
B 07501	4 Kammern; Auslassöffnung: 2,0 - 2,2 - 2,5 - eine Öffnung ohne Markierung	quadratisch	Edelstahl	330	20	1 Stck.
C 07430	eine Kammer, Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	rund	Edelstahl	170	22	1 Stck.
C 07431	eine Kammer, Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	rund	Edelstahl	200	22	1 Stck.
C 07461	eine Kammer, Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	rund	Edelstahl	330	22	1 Stck.
D 07460	4 Kammern; Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm; Auslassöffnung: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	rund	Edelstahl	170	20	1 Stck.
E 07465	eine Kammer	rund	Edelstahl	100	10	1 Stck.
E 07400	eine Kammer	rund	Edelstahl	160	10	1 Stck.
E 07466	eine Kammer	rund	Edelstahl	180	10	1 Stck.
E 07467	eine Kammer	rund	Edelstahl	200	10	1 Stck.
E 07401	eine Kammer	rund	Edelstahl	240	10	1 Stck.
E 07468	eine Kammer	rund	Edelstahl	250	10	1 Stck.
E 07402	eine Kammer	rund	Edelstahl	320	10	1 Stck.
E 07421	eine Kammer	rund	Edelstahl	440	10	1 Stck.
F 07493	4 Kammern, individuell laserbar	rund	Titan	130	20	1 Stck.
G 07494	4 Kammern, individuell laserbar	rund	Titan	200	20	1 Stck.
H 07495	4 Kammern, individuell laserbar	rund	Titan	350	20	1 Stck.

K

Bohrdrähte und Zubehör

Bohrdrähte und Zubehör – Bohrdrahtgehäuse für K-Drähte



BOHRDRAHTGEHÄUSE FÜR KIRSCHNER-BOHRDRÄHTE

RDG-tauglich, hitzebeständig.

REF	Beschreibung	Querschnitt	Material	VE
A 07453	Deckel für REF 07400 – 07402, 07421, 07465 – 07468 mit Spitzenschutz	rund	Edelstahl	1 Stck.
A 07454	Deckel für REF 07473, 07476, 07478, 07477, 07497, 07499, 07501	rund	Edelstahl	1 Stck.
B 07464	Deckel für REF 07430, 07431, 07461	rund	Edelstahl	1 Stck.
C 07001	Deckel für Bohrdrahtbehälter mit Spülanschluss, passend für Bohrdrahtbehälter REF 07400-07402, 07421, 07465 – 07468	rund	Edelstahl	1 Stck.

WASCHHÜLSE AUS EDELSTAHL FÜR KIRSCHNER-BOHRDRÄHTE

Inkl. 2x Silikonkappen, 1x Schlüsselring und 1x Edelstahlplakette – Außen-Ø: 19 mm – Innen-Ø: 17 mm, RDG-tauglich, hitzebeständig.

REF	Länge (mm)	VE
D 07433	55	1 Stck.
D 07434	110	1 Stck.
D 07435	165	1 Stck.
D 07436	220	1 Stck.
D 07438	330	1 Stck.
D 07439	385	1 Stck.
D 07440	440	1 Stck.
D 07441	495	1 Stck.
D 07442	550	1 Stck.
D 07443	605	1 Stck.
D 07444	660	1 Stck.
D 07446	770	1 Stck.
D 07448	880	1 Stck.

SILIKONENDKAPPE FÜR WASCHHÜLSEN

Transparent – Ø: 19 mm – Höhe: 7 mm.

REF	Beschreibung	VE
E 07451	passend für REF 07433 – 07449	1 Stck.



Bohrdrähte und Zubehör – Abdeckungen für K-Drähte

ABDECKUNGEN FÜR KIRSCHNER-DRÄHTE

Die Kunststoffhüllen dienen als Führung für eine einfache Anwendung. Erhältlich in zwölf verschiedenen Größen. Steril oder unsteril erhältlich. Kompatibel mit Dampf- und Gas-Plasma-Sterilisation. Zum Einmalgebrauch.

REF	Ø (mm)	Farbe	VE
A C-028NS	0,7	gelb	50 Stck.
B C-035NS	0,9	blau	50 Stck.
C C-045NS	1,1	weiß	50 Stck.
D C-054NS	1,4	rot	50 Stck.
E C-062NS	1,6	grün	50 Stck.
F C-078NS	2,0	pink	50 Stck.
G C-093NS	2,4	grau	50 Stck.
H C-109NS	2,8	bräunlich	50 Stck.
I C-125NS	3,2	lavendel	50 Stck.
J C-141NS	3,5	braun	50 Stck.
K C-156NS	4,0	marineblau	50 Stck.
L C-188NS	4,5	orange	50 Stck.

K

Bohrdrähte und Zubehör

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Die persönliche Schutzausrüstung ist heutzutage aufgrund von aggressiven, gefährlichen Krankheitserregern in beinahe allen Bereichen der Krankenhäuser und Praxen unerlässlich geworden. Besonders in der AEMP/ZSVA sollte auf den Einsatz von qualitativ hochwertiger Schutzausrüstung geachtet werden, da die aufzubereitenden Instrumente nicht nur durch die Kontamination, sondern auch durch oftmals scharfe oder spitze Konturen ein großes Verletzungspotenzial bergen.

Key Surgical bietet Ihnen Einmalkittel aus unterschiedlichen Materialien, Größen und Grammaturen, besonders geeignet für den Nassbereich.

Für Ihren Gesichtsschutz bietet Ihnen Key Surgical ein breites Portfolio von der einfachen Schutzbrille bis hin zu Mund-Nasen-Schutzmasken mit integriertem Visier für mehr Sicherheit.

Zusätzlich zu den üblichen Nitril- und Latexhandschuhen finden Sie im Key Surgical Portfolio auch diverse Hitzeschutzhandschuhe zur Entnahme der heißen Medizinprodukte aus dem RDG oder Autoklaven.

Schutzkleidung

Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe

Sonstige PSA

Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.





Persönliche Schutzausrüstung – Schutzbekleidung

UNTERSUCHUNGSKITTEL

Key Surgical bietet Ihnen ein breites Sortiment an Einmalkitteln in diversen Varianten und Materialien an. Unser Sortiment ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, egal ob beschichtete Front und Ärmel für den Nassbereich oder aber kostengünstige Einmal-Besucherkittel für kurze und weniger kritische Anwendungen. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl in allen gängigen Größen sowie spezielle XXL-Kittel. Unsteril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Material	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
A 09437	wasserabweisend, atmungsaktiv, lange Ärmel mit Strickbund, Klettverschluss am Hals, zum Binden in der Taille	Mischvlies	blau	130 lang	72 g/m ²	50 Stck.
EN10120B	unbeschichtet, mit Daumenschlaufen	SMS	blau	198 x 105	30 g/m ²	100 Stck.
B EN10120G	beschichtet, mit Daumenschlaufen	SMS	gelb	198 x 105	30 g/m ²	100 Stck.
B EN10120GL	beschichtet, mit Daumenschlaufen	SMS	gelb	115 x 120	30 g/m ²	50 Stck.
EN10211.0	mit Ärmelbündchen und Bindegürtel, vollbeschichtet	Vlies	gelb	136 x 140	31 g/m ²	100 Stck.
EN10120GB	beschichtet, mit Ärmelbündchen	SMS	gelb	198 x 105	30 g/m ²	100 Stck.



UNTERSUCHUNGSKITTEL

Für besondere Aufbereitungen bietet Key Surgical unterschiedliche Untersuchungskittel an. Die Vorderseite und die Ärmel sind aus High-Risk-Fiber hergestellt, einem Material, das Ihnen mehr Sicherheit bietet. Für mehr Frische ist der Rücken aus sehr luftdurchlässigem Vliesstoff hergestellt. Unsteril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
EN 10120.0	mit Ärmelbündchen	gelb	136 x 140	26 g/m ²	100 Stck.
EN 10120.1	mit Ärmelgummis	gelb	136 x 140	26 g/m ²	100 Stck.
EN10120.0PLUS	mit Ärmelbündchen	gelb	136 x 140	36 g/m ²	100 Stck.
EN10120.0XL	mit Ärmelbündchen	gelb	160 x 160	26 g/m ²	100 Stck.



Persönliche Schutzausrüstung – Schutzbekleidung

UNTERSUCHUNGSKITTEL

Für Untersuchungen sind die Key Surgical Untersuchungskittel mit Ärmelbündchen und farblich kodiertem Bindegürtel ausgestattet. Ebenso verfügen sie im Brust- und Armbereich über innenseitige Verstärkungen an den Nahtstellen, um Kontamination über Mikrolöcher zu verhindern. Sie sind aus SMS hergestellt und haben eine Materialstärke von 35 g/m². Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
A EN10119M	hellblau	120 x 140	35 g/m ²	50 Stck.
A EN10119L	hellblau	125 x 155	35 g/m ²	50 Stck.
A EN10119XL	hellblau	130 x 160	35 g/m ²	50 Stck.

BESUCHERKITTEL

Diese Key Surgical Kittel sind ideal für die Besucher Ihres Krankenhauses. Sie sind aus Vlies hergestellt und besitzen elastische Ärmelbündchen oder Ärmelgummis. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
B EN10500.0	mit Ärmelbündchen	grün	137 x 140	20 g/m ²	100 Stck.
EN10500.1	mit Ärmelgummis	grün	136 x 140	20 g/m ²	100 Stck.
EN10500.2	mit Ärmelbündchen	hellblau	140 x 138	20 g/m ²	100 Stck.
B EN10525.0	mit Ärmelbündchen	grün	136 x 140	25 g/m ²	100 Stck.
EN10525.1	mit Ärmelgummis	grün	136 x 140	25 g/m ²	100 Stck.

Persönliche Schutzausrüstung – Gesichtsschutz und Masken



GESICHTSSCHUTZ UND MUND-NASEN-SCHUTZMASKE

Besonders bei der Aufbereitung im Nassbereich sind Gesichtsschutz und Mundschutz essenziell. Dementsprechend legt Key Surgical viel Wert auf hochwertige Produkte wie Vollgesichtsvisiere, Schutzbrillen und Mund-/Nasenschutzmasken.

MUND-NASEN-SCHUTZMASKE

Die Key Surgical FFP2 Mund-Nasen-Schutzmasken bieten Ihnen zusätzliche Sicherheit in Ihrem Alltag.

REF	Beschreibung	VE
M99993	Atenschutzmaske FFP2 ohne Ventil	20 Stck.
A M99984	Atenschutzmaske FFP2 mit Ventil, Form: flach	5 Stck.
B 09441	Mundschutz mit Visier, blau-weiß, 3-lagig, mit elastischen Ohrschlaufen	25 Stck.
C 09440	Mundschutz, blau-weiß, 3-lagig, mit elastischen Ohrschlaufen	50 Stck.



VOLLGESICHTSMASKEN

REF	Beschreibung	Material	VE
D 05TD3119	Clear Vision Gesichtsschutz Eco, doppelseitige Schutzfolie, grauer Schaumstoffschwamm, Länge: 19,0 cm	PET	100 Stck.
D 05TD3120	Clear Vision Gesichtsschutz Eco L, doppelseitige Schutzfolie, grauer Schaumstoffschwamm, Länge: 21,5 cm	PET	100 Stck.
D EN 10152	Vollgesichtsvisier, Antibeschlag	PET	200 Stck.

GESICHTSVISIERE

REF	Beschreibung	Farbe	VE
E 09081	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille	gelb	10 Stck.
F 09431	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille	pink	10 Stck.
G 09082	Visier für 2-teilige Schutzbrille	NA	25 Stck.
09808	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	schwarz	10 Stck.
09809	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	dunkelblau	10 Stck.
09810	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	grün	10 Stck.
05TD0204	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 05TD0161	Mix	50 Stck.



A



B



C



D



E



F



Persönliche Schutzausrüstung – Gesichtsschutz und Masken

GESICHTSSCHUTZ-SET – CLEARVIZOR®

Jedes Set besteht aus:

1x Gestell; 10x Folienaufsatz; hervorragende Transparenz; keine Verzerrung des Blickfeldes; bietet Gesundheitsschutz bei der Arbeit; entspiegelt; antistatisch; mit Antibeschlag-Eigenschaften; kratzfest; beständig gegen Flüssigkeiten und Chemikalien; sicher (bruchfest, splitterfrei); das Visier wird beidseitig durch Adhäsionsfolie (inkl. Ablösehilfe) geschützt; leicht und ergonomisch

REF	Farbe	VE
A 09714	weiß	1 Set
B 09715	blau	1 Set
C 09716	transparent	1 Set
D 09717	pink	1 Set
E 09718	gelb	1 Set
F 09719	grün	1 Set
G 09726	Folienaufsatz (ohne Gestell)	10 Stck.



K

Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung – Schutzhandschuhe



SCHUTZHANDSCHUHE

Die Key Surgical Produktpalette an Schutzhandschuhen ist ideal an die vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsbereiche angepasst. Für die AEMP/ZSVA erfüllen die Nitril-Handschuhe mit ihren hohen Qualitätsstandards sowie ihrer Ergonomie und Leistung optimal die schwierigen Bedingungen. Flexibilität, Resistenz und Komfort sind nicht nur bei den Einmal-, sondern auch bei den Hitzeschutzhandschuhen die wichtigsten Kriterien.

HITZESCHUTZHANDSCHUHE

REF	Größe	Länge (cm)	Material	Hitzebeständigkeit	RDG-tauglich	Latexfrei	Farbe	VE
A 09368	universal	35	Silikon	-40 °C bis +240 °C	ja	ja	hellblau	1 Stck.
A 09484	universal	43	Silikon	-40 °C bis +240 °C	ja	ja	hellblau	1 Stck.
B 09263	universal	37	Silikon	-60 °C bis +260 °C	ja	ja	blau	1 Stck.
C 09883	L (8½ – 9)	52	Nomex®	-180 °C bis +260 °C	nein	nein	rot	1 Paar
C 09884	XL (9½ – 10)	52	Nomex®	-180 °C bis +260 °C	nein	nein	rot	1 Paar
C 09886	L (8½ – 9)	30	Nomex®	-180 °C bis +260 °C	nein	nein	rot	1 Paar
C 09887	XL (9½ – 10)	30	Nomex®	-180 °C bis +260 °C	nein	nein	rot	1 Paar
D 09031	L (8½ – 9)	33	Nitrilbeschichtung mit Vliesstoff-Futter, waschbar bei 60 °C	bis +180 °C	nein	nein	grau	1 Paar
D 09034	XL (9½ – 10)	33	Nitrilbeschichtung mit Vliesstoff-Futter, waschbar bei 60 °C	bis +180 °C	nein	nein	grau	1 Paar
E 09223	L (8½ – 9)	–	Aramid-Fasern	bis +100 °C	nein	nein	grau	1 Paar
E 09224	XL (9½ – 10)	–	Aramid-Fasern	bis +100 °C	nein	nein	grau	1 Paar

Persönliche Schutzausrüstung – Schutzhandschuhe

A



A 24-CM-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Die Key Surgical Untersuchungshandschuhe sind aus Nitril, haben eine Standardlänge von 24 cm und sind in verschiedenen Größen für Sie verfügbar. Zum Einmalgebrauch.

REF	Größe	Farbe	VE
RNB01S	S (6½ – 7)	blau	200 Stck.
RNB01M	M (7½ – 8)	blau	200 Stck.
RNB01L	L (8½ – 9)	blau	200 Stck.
RNB01XL	XL (9½ – 10)	blau	180 Stck.

B 30-CM-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Die Key Surgical Schutzhandschuhe sind aus Nitril, haben eine Standardlänge von 30 cm und sind in verschiedenen Größen für Sie verfügbar. Zum Einmalgebrauch.

REF	Größe	Farbe	VE
MED1100.90	S (6½ – 7)	blau	100 Stck.
MED1100.91	M (7½ – 8)	blau	100 Stck.
MED1100.92	L (8½ – 9)	blau	100 Stck.
MED1100.93	XL (9½ – 10)	blau	100 Stck.

40-CM-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Die Key Surgical Schutzhandschuhe sind aus Nitril, haben eine Standardlänge von 40 cm und sind in verschiedenen Größen für Sie verfügbar. Zum Einmalgebrauch.

REF	Größe	Farbe	VE
09472	S (6½ – 7)	blau	50 Stck.
09473	M (7½ – 8)	blau	50 Stck.
09474	L (8½ – 9)	blau	50 Stck.
09475	XL (9½ – 10)	blau	50 Stck.
09588	S (6½ – 7)	weiß	100 Stck.
09589	M (7½ – 8)	weiß	100 Stck.
09590	L (8½ – 9)	weiß	100 Stck.
09591	XL (9½ – 10)	weiß	100 Stck.
09592	XXL (10½ – 11)	weiß	100 Stck.

SONSTIGE

REF	Beschreibung	Material	Größe	Farbe	VE
EN10153	Ärmelstulpe	PE-Folie	universal	blau	100 Stck.

B



K

Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung – Sonstige PSA



A

SONSTIGES

REF	Beschreibung	Material	Größe	VE
A MED1100.18	Schuhüberzüge, wasserundurchlässig, reißfest	CPE	univ.	100 Stck.
B MED1100.04	Baretthaube	Vliesstoff	53 cm	100 Stck.

C CLOGS

Unsere Auswahl an Clogs wurde für maximalen Komfort entwickelt und wird ohne obere Löcher für ultimativen Schutz gefertigt. Hitzebeständig bis 134° C aus thermoplastischem Gummi. Erhältlich in dunkel- und hellblau, dunkelgrün, lila oder pink. Die REF Nummern werden wie folgt definiert: CLOGNH+ gewünschte Schuhgröße + gewünschte Farbe (z. B. CLOGNH36DG für Größe 36 und dunkelgrün)

REF	Beschreibung	Größe	VE
CLOGNH(36-40)DB	dunkelblaue Clogs	36-46	1 Paar
CLOGNH(36-46)LB	hellblaue Clogs	36-46	1 Paar
CLOGNH(36-46)DG	dunkelgrüne Clogs	36-46	1 Paar
CLOGNH(36-46)LL	lilane Clogs	36-46	1 Paar
CLOGNH(36-46)PK	pinke Clogs	36-46	1 Paar
CLOGRACK	Schuhhalter Wand-System	90 x 60 cm	1 Stck.



B



C

K

Persönliche Schutzausrüstung