



**Matthes**  
Sterilgutversorgung

*... die bessere Alternative*

Produkte für ZSVA und Praxis

Sterilgutversorgung im Krankenhaus Marion Matthes

Wernsdorfer Strasse 9

09509 Pockau

Telefon: +49(0) 37367 862938 Telefax: +49(0) 37367 84251

Funk: +49(0) 173 3885514

Funk: +49(0)152 34130334

info@matthes-sterilgutversorgung.com

[www.matthes-sterilgutversorgung.com](http://www.matthes-sterilgutversorgung.com)


## **Produktinformationen:**

### **Knopfkanülen**


Spülkanülen sind im Krankenhausalltag nicht wegzudenkende Medizinprodukte und werden besonders im Bereich der topischen Wundspülung stark nachgefragt. Dabei muss nicht nur 100%ige Sicherheit, sondern auch eine einwandfreie Funktion stets gewährleistet sein. Dank jahrelanger Erfahrung bietet Ihnen Key Surgical ein umfassendes Angebot an sehr hochwertigen und gleichzeitig preiswerten Kanülen aus Kunststoff und Edelstahl.

## EINMALKNOPFKANÜLEN AUS KUNSTSTOFF

Einzigartige Kunststoffkanülen zur topischen Wundspülung, die selbst nach Biegen über 90° einen Flüssigkeitsdurchfluss gewährleisten.



REF	Beschreibung	PZN	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Øinnen (mm)	VE
A 05004	Knopfspitze, steril verpackt	02435819	35	45	0,8	200 Stck.
A 05053	Knopfspitze, steril verpackt	02497826	35	45	0,8	50 Stck.
A 05023	Knopfspitze, steril verpackt	02497832	35	45	0,8	21 Stck.
A 05005	Knopfspitze, unsteril verpackt	-	35	45	0,8	200 Stck.
B 05000	Knopfspitze, steril verpackt	04954268	60	70	0,8	150 Stck.
B 05050	Knopfspitze, steril verpackt	04954274	60	70	0,8	50 Stck.
B 05021	Knopfspitze, steril verpackt	04954280	60	70	0,8	21 Stck.
B 05001	Knopfspitze, unsteril verpackt	-	60	70	0,8	150 Stck.
C 05006	Stumpfspitze, steril verpackt	01673540	75	90	1,0	150 Stck.
C 05056	Stumpfspitze, steril verpackt	01674479	75	90	1,0	50 Stck.
C 05026	Stumpfspitze, steril verpackt	01674485	75	90	1,0	21 Stck.
C 05007	Stumpfspitze, unsteril verpackt	-	75	90	1,0	150 Stck.
D 05002	Knopfspitze, steril verpackt	00424680	80	100	1,0	150 Stck.
D 05052	Knopfspitze, steril verpackt	00425260	80	100	1,0	50 Stck.
D 05022	Knopfspitze, steril verpackt	00426466	80	100	1,0	21 Stck.
D 05003	Knopfspitze, unsteril verpackt	-	80	100	1,0	150 Stck.



**EINMALKANÜLEN AUS METALL**

Zur topischen Wundspülung.

	REF	Spitze	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Øaußen (mm)	VE
A	05013	gerade	80	95	0,8	100 Stck.
B	05011	gerade	100	115	1,0	100 Stck.
C	05047	gerade	100	115	1,2	100 Stck.
D	05038	gerade	40	95	2,0	100 Stck.
E	05046	gerade	100	60	1,0	100 Stck.
F	05016	stumpf	80	95	1,5	100 Stck.
G	05036	stumpf	80	95	2,5	100 Stck.
H	05030	stumpf, gekrümmt	100	115	0,6	100 Stck.
I	05031	stumpf, gekrümmt	100	115	0,8	100 Stck.
J	05032	stumpf, gekrümmt	80	95	1,0	100 Stck.
K	05033	stumpf, gekrümmt	90	105	1,0	100 Stck.
L	05034	stumpf, gekrümmt	90	105	1,5	50 Stck.
M	05042	stumpf, gekrümmt	80	95	1,6	50 Stck.
N	05044	stumpf, gekrümmt	80	95	2,0	50 Stck.
O	05045	stumpf, gekrümmt	80	95	2,4	50 Stck.

