



Produkte für ZSVA und Praxis

Sterilgutversorgung im Krankenhaus Marion Matthes

Wernsdorfer Strasse 9

09509 Pockau

Telefon: +49(0) 37367 862938 Telefax: +49(0) 37367 84251

Funk: +49(0) 173 3885514

Funk: +49(0)152 34130334

info@matthes-sterilgutversorgung.com

[www.matthes-sterilgutversorgung.com](http://www.matthes-sterilgutversorgung.com)

## **Produktinformationen**

### **Siebkorbschilder**



ERSTES SCHILD ENTSPRICHT DER ORIGINALGRÖSSE

## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder

Die robusten Kunststoffschilder für Siebkörbe bieten eine flache Oberfläche für die Barcode-Platzierung. Ideal für die Farbcodierung.

### PP-SIEBKORB Schilder ZUR FARBKENNZEICHNUNG

Die PP-Siebkorb Schilder von Key Surgical sind zur dauerhaften Verwendung entwickelt und es ist mit PET Folie beschreibbar. Dieses ist nicht P-Touch-tauglich, hitzebeständig bis zu 134 °C und es ist keine Laserbeschriftung möglich.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
01423	rot	90 x 33	100 Stck.
01424	dunkelgrün	90 x 33	100 Stck.
01996	hellgrün	90 x 33	100 Stck.
01425	dunkelblau	90 x 33	100 Stck.
01997	hellblau	90 x 33	100 Stck.
01426	gelb	90 x 33	100 Stck.
01427	schwarz	90 x 33	100 Stck.
01428	weiß	90 x 33	100 Stck.
01429	braun	90 x 33	100 Stck.
01430	orange	90 x 33	100 Stck.
01431	weiß gelblich	90 x 33	100 Stck.
A 01432	rot	90 x 50	100 Stck.
B 01433	dunkelgrün	90 x 50	100 Stck.
C 01998	hellgrün	90 x 50	100 Stck.
D 01434	dunkelblau	90 x 50	100 Stck.
E 01999	hellblau	90 x 50	100 Stck.
F 01435	gelb	90 x 50	100 Stck.
G 01436	schwarz	90 x 50	100 Stck.
H 01437	weiß	90 x 50	100 Stck.
I 01439	orange	90 x 50	100 Stck.
J 01440	weißgelblich	90 x 50	100 Stck.





ERSTES SCHILD ENTSPRICHT  
DER ORIGINALGRÖSSE



## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder

### PTL-SIEBKORBSCILDER ZUR FARBKENNZEICHNUNG


Unsere PTL-Siebkorb Schilder sind P-Touch-tauglich und eine Laserbeschriftung mit Text und Barcode ist möglich (bei grünen Schildern nur mit Text laserbar). Zum mehrfachen Gebrauch und hitzebeständig bis zu 134 °C.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A	weiß	40 x 20	100 Stck.
B	rot	40 x 20	100 Stck.
C	grün	40 x 20	100 Stck.
D	hellblau	40 x 20	100 Stck.
E	dunkelblau	40 x 20	100 Stck.
F	gelb	40 x 20	100 Stck.
G	schwarz	40 x 20	100 Stck.
H	lila	40 x 20	100 Stck.
I	hellgrün	60 x 40	100 Stck.
J	rot	90 x 33	100 Stck.
K	grün	90 x 33	100 Stck.
L	hellblau	90 x 33	100 Stck.
M	gelb	90 x 33	100 Stck.
N	weiß	90 x 33	100 Stck.
O	orange	90 x 33	100 Stck.
P	schwarz	90 x 33	100 Stck.
Q	braun	90 x 33	100 Stck.
R	dunkelblau	90 x 33	100 Stck.
S	rosa	90 x 33	100 Stck.
T	lila	90 x 33	100 Stck.
U	hellrot	90 x 33	100 Stck.
01906	rot	90 x 33	100 Stck.
01907	grün	90 x 33	100 Stck.
01908	hellblau	90 x 33	100 Stck.
01909	gelb	90 x 33	100 Stck.
01910	weiß	90 x 33	100 Stck.
01911	orange	90 x 33	100 Stck.
01957	braun	90 x 33	100 Stck.
01963	dunkelblau	90 x 33	100 Stck.
01973	korallrot	90 x 33	100 Stck.
01979	lila	90 x 33	100 Stck.
01994	schwarz	90 x 33	100 Stck.

K

Siebkorb Schilder


## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder



### PTL-PLAKETTEN

Unsere PTL-Siebkorb Schilder sind P-Touch-tauglich und eine Laserbeschriftung mit Text und Barcode ist möglich (bei grünen Schildern nur mit Text laserbar). Zum mehrfachen Gebrauch und hitzebeständig bis zu 134 °C.

REF	Farbe	Plaketten Ø (mm)	VE
A 01546	grau	25	100 Stck.
B 01591	weiß	25	100 Stck.
C 01592	rot	25	100 Stck.
D 01593	grün	25	100 Stck.
E 01594	hellblau	25	100 Stck.
F 01595	dunkelblau	25	100 Stck.
G 01596	gelb	25	100 Stck.
H 02282	schwarz	25	100 Stck.
I 02283	lila	25	100 Stck.



### PTL-ANHÄNGESCHILDER MIT 4 LÖCHERN


Die Key Surgical PTL-Anhängeschilder sind zum mehrfachen Gebrauch entwickelt. Sie können mit einem Karabinerhaken oder einem Silikonstopfen hervorragend am Siebkorb fixiert werden. Sie sind P-Touch-tauglich und eine Laserbeschriftung mit Text und Barcode ist möglich. Hitzebeständig bis zu 134 °C.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
J 02255	hellrot	90 x 40	100 Stck.
K 02253	hellblau	90 x 40	100 Stck.
L 02254	weiß	90 x 40	100 Stck.


K

Siebkorb Schilder

## Siebkorbschilder – Kunststoffschilder



ERSTES SCHILD ENTSPRICH  
DER ORIGINALGRÖSSE



### PTL-SIEBKORBSCILDER ZUR SIEBKORBKENNZEICHNUNG MIT 2 LÖCHERN

Unsere PTL-Siebkorbschilder mit 2 Löchern sind zum mehrfachen Gebrauch entwickelt. Sie können mit einem Schilderhalter (REF 01498, REF 01548) oder einem Silikonstopfen hervorragend am Siebkorb oder am Wagner-Container fixiert werden. Diese sind P-Touch-tauglich und eine Laserbeschriftung mit Text und Barcode ist möglich (bei grünen Schildern nur mit Text laserbar). Hitzebeständig bis zu 134 °C.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A 01948	weiß	60 x 40	100 Stck.
B 01949	rot	60 x 40	100 Stck.
C 01950	grün	60 x 40	100 Stck.
D 01969	dunkelblau	60 x 40	100 Stck.
E 01951	hellblau	60 x 40	100 Stck.
F 01952	orange	60 x 40	100 Stck.
G 01953	schwarz	60 x 40	100 Stck.
H 01954	gelb	60 x 40	100 Stck.
I 01990	rosa	60 x 40	100 Stck.
J 01991	lila	60 x 40	100 Stck.
K 02278	braun	60 x 40	100 Stck.
L 02279	ockergelb	60 x 40	100 Stck.
M 02284	grau	60 x 40	100 Stck.

K

Siebkorbschilder

## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder



### SIEBKORB Schilder


Die Siebkorb Schilder aus glasfaserverstärktem Polypropylen sind im Dampf sterilisierbar und beinhalten ein beschreibbares PET-Folienetikett.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A	schwarz	90 x 38	100 Stck.
B	grau	90 x 38	100 Stck.
C	himmelblau	90 x 38	100 Stck.
D	royalblau	90 x 38	100 Stck.
E	türkis	90 x 38	100 Stck.
F	grün	90 x 38	100 Stck.
G	limette	90 x 38	100 Stck.
H	gelb	90 x 38	100 Stck.
I	orange	90 x 38	100 Stck.
J	rot	90 x 38	100 Stck.
K	beige	90 x 38	100 Stck.
L	weiß	90 x 38	100 Stck.
	blau	90 x 38	100 Stck.
	violett	90 x 38	100 Stck.
	pink	90 x 38	100 Stck.
	senf	90 x 38	100 Stck.
	terrakotta	90 x 38	100 Stck.
TAG55WH	weiß	90 x 55	100 Stck.



ENTSPRICHT DER ORIGINALGRÖSSE

## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder



### PTL-SIEBKORBSCHILD


Unsere PTL-Siebkorb Schilder sind zum mehrfachen Gebrauch entwickelt. Sie eignen sich hervorragend für die entsprechenden Klemmschilderhalter. Sie sind P-Touch-tauglich und eine Laserbeschriftung mit Text und Barcode ist möglich (bei grünen Schildern nur mit Text laserbar). Die Hitzebeständigkeit beträgt bis zu 134 °C.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A 02256	hellrot	30 x 40	100 Stck.
B 02257	hellblau	30 x 40	100 Stck.
C 02260	weiß	30 x 40	100 Stck.
D 02262	hellrot	55 x 40	100 Stck.
E 02263	hellblau	55 x 40	100 Stck.
F 02266	weiß	55 x 40	100 Stck.
G 02268	hellrot	90 x 40	100 Stck.
H 02269	hellblau	90 x 40	100 Stck.
I 02272	weiß	90 x 40	100 Stck.




### SIEBKORBSCHILDER

Diese mehrfach verwendbaren Schilder sind nicht P-Touch-tauglich, hitzebeständig bis zu 134 °C und es ist keine Laserbeschriftung möglich.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
J 01421	mit Befestigungslöchern	90 x 50	150 Stck.
J 01422	mit Befestigungslöchern	90 x 33	200 Stck.



## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder



### PP-KLEMMSCHILDER ZUR FARBKENNZEICHNUNG


Für die dauerhafte Anwendung entwickelt, nicht laserbeschreibbar und nicht P-Touch-tauglich.  
Hitzebeständig bis zu 134 °C.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A	gelb	30 x 30	25 Stck.
B	weiß	30 x 30	25 Stck.
C	rot	30 x 30	25 Stck.
D	grün	30 x 30	25 Stck.
E	hellblau	30 x 30	25 Stck.
F	orange	30 x 30	25 Stck.
G	ockergelb	30 x 30	25 Stck.
H	braun	30 x 30	25 Stck.
I	dunkelblau	30 x 30	25 Stck.
J	lila	30 x 30	25 Stck.
K	gelb	55 x 30	25 Stck.
L	weiß	55 x 30	25 Stck.
M	rot	55 x 30	25 Stck.
N	grün	55 x 30	25 Stck.
O	hellblau	55 x 30	25 Stck.
P	orange	55 x 30	25 Stck.
Q	schwarz	55 x 30	25 Stck.
R	ockergelb	55 x 30	25 Stck.
S	braun	55 x 30	25 Stck.
T	dunkelblau	55 x 30	25 Stck.
U	rosa	55 x 30	25 Stck.
V	lila	55 x 30	25 Stck.

ERSTES SCHILD ENTSPRICHT DER ORIGINALGRÖSSE



## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder



### PP-KLEMMSCHILDER ZUR FARBKENNZEICHNUNG

Für die dauerhafte Anwendung entwickelt, nicht laserbeschreibbar und nicht P-Touch-tauglich.  
Hitzebeständig bis zu 134 °C.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A	gelb	70 x 30	25 Stck.
B	weiß	70 x 30	25 Stck.
C	rot	70 x 30	25 Stck.
D	grün	70 x 30	25 Stck.
E	hellblau	70 x 30	25 Stck.
F	orange	70 x 30	25 Stck.
G	schwarz	70 x 30	25 Stck.
H	ockergelb	70 x 30	25 Stck.
I	dunkelblau	70 x 30	25 Stck.
J	rosa	70 x 30	25 Stck.
K	lila	70 x 30	25 Stck.
L	gelb	90 x 30	25 Stck.
M	weiß	90 x 30	25 Stck.
N	rot	90 x 30	25 Stck.
O	grün	90 x 30	25 Stck.
P	hellblau	90 x 30	25 Stck.
Q	orange	90 x 30	25 Stck.
R	schwarz	90 x 30	25 Stck.
S	ockergelb	90 x 30	25 Stck.
T	braun	90 x 30	25 Stck.
U	dunkelblau	90 x 30	25 Stck.
V	korallrot	90 x 30	25 Stck.
W	rosa	90 x 30	25 Stck.
X	lila	90 x 30	25 Stck.

## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder




### PP-KLEMMSCHILDER ZUR FARBKENNZEICHNUNG

Für die dauerhafte Anwendung entwickelt, nicht laserbeschreibbar und nicht P-Touch-tauglich.  
Hitzebeständig bis zu 134 °C.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A 01941	weiß	90 x 50	25 Stck.
B 01942	rot	90 x 50	25 Stck.
C 01943	grün	90 x 50	25 Stck.
D 01944	hellblau	90 x 50	25 Stck.
E 01945	orange	90 x 50	25 Stck.
F 01946	schwarz	90 x 50	25 Stck.
G 01947	ockergelb	90 x 50	25 Stck.
H 01968	dunkelblau	90 x 50	25 Stck.
I 01988	rosa	90 x 50	25 Stck.



## Siebkorb Schilder – Kunststoffschilder



A B C D E F G H I



K L M N O P Q R S T U V



W X Y Z AA BB



CC DD EE FF GG HH



ERSTES SCHILD ENTSPRICHT DER ORIGINALGRÖSSE

### PTL-EINSTECKSCHILDER

PTL-Einsteckschilder eignen sich hervorragend für die Klemmschildhalter REF 01497 sowie Halterungen an Containern. Die Schilder weisen auf der Rückseite einen entsprechenden Steg auf, um in die Halterung eingeschoben werden zu können (Bild V). P-touch tauglich und Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich (grün nur mit Text laserbar). Hitzebeständig bis zu 134 °C. Dauerhaft verwendbar.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A	weiß	55 x 35	25 Stck.
B	rot	55 x 35	25 Stck.
C	grün	55 x 35	25 Stck.
D	hellblau	55 x 35	25 Stck.
E	gelb	55 x 35	25 Stck.
F	orange	55 x 35	25 Stck.
G	dunkelblau	55 x 35	25 Stck.
H	rosa	55 x 35	25 Stck.
I	lila	55 x 35	25 Stck.
	schwarz	55 x 35	25 Stck.
K	weiß	56 x 18	10 Stck.
L	rot	56 x 18	10 Stck.
M	grün	56 x 18	10 Stck.
N	hellblau	56 x 18	10 Stck.
O	gelb	56 x 18	10 Stck.
P	orange	56 x 18	10 Stck.
Q	schwarz	56 x 18	10 Stck.
R	dunkelblau	56 x 18	10 Stck.
S	rosa	56 x 18	10 Stck.
T	lila	56 x 18	10 Stck.
U	grau	56 x 18	10 Stck.
V	korallrot	56 x 18	10 Stck.
W	weiß	70 x 35	25 Stck.
X	rot	70 x 35	25 Stck.
Y	grün	70 x 35	25 Stck.
Z	dunkelblau	70 x 35	25 Stck.
AA	gelb	70 x 35	25 Stck.
BB	schwarz	70 x 35	25 Stck.
CC	weiß	90 x 35	25 Stck.
DD	rot	90 x 35	25 Stck.
EE	grün	90 x 35	25 Stck.
FF	hellblau	90 x 35	25 Stck.
GG	dunkelblau	90 x 35	25 Stck.
HH	gelb	90 x 35	25 Stck.
	schwarz	90 x 35	25 Stck.

## Siebkorb Schilder – Klemmschildhalter



### KLEMMSCHILDHALTER AUS EDELSTAHL

Die langlebigen, widerstandsfähigen Klemmschildhalter aus Edelstahl sind für die dauerhafte Anwendung entwickelt und sind hitzebeständig.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
A 01548	Schilderhalter mit seitlicher Lasche, passend für REF 01948 – REF 01991	60 x 40	25 Stck.
B 01497	Schilderhalter, passend für PTL-Einsteck-schilder und Aluminiumschilder etc.	50 x 20	25 Stck.
C 01498	Schilderhalter, passend für REF 01948 – REF 01991	60 x 40	25 Stck.
D 01995	Etikettenhalter für Drahtkörbe	80 x 30	25 Stck.


### ALUMINIUMSCHILDER

Passend für schmale Schildereinschübe an Containern und in REF 01497. Geeignet für Laserbeschriftung.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
E 28500	silber	18 x 50	25 Stck.
F 28501	blau	18 x 50	25 Stck.
G 28502	rot	18 x 50	25 Stck.
H 28503	gelb	18 x 50	25 Stck.
I 28504	grün	18 x 50	25 Stck.
J 28505	schwarz	18 x 50	25 Stck.



ERSTES SCHILD ENTSPRICHT DER ORIGINALGRÖSSE



## Siebkorbschilder – Metallschilder

### SCHILDER UND PLAKETTEN AUS EDELSTAHL ZUR SIEBKORBKENNZEICHNUNG

Die langlebigen, widerstandsfähigen Schilder und Plaketten aus Edelstahl sind für die dauerhafte Anwendung entwickelt und sind hitzebeständig.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
A	Siebkorbschild	90 x 50	50 Stck.
B	Siebkorbschild	90 x 33	50 Stck.
01446	Siebkorbschild	60 x 40	50 Stck.
C	Siebkorbschild	40 x 20	50 Stck.
D	Plakette mit Loch (4 x 9 mm)	Ø 25	50 Stck.
E	Plakette mit Loch (4 x 9 mm)	Ø 50	50 Stck.
F	Anhängeschild mit Loch (6 x 10 mm)	65 x 24	5 Stck.
G	Klemmschild	90 x 30	25 Stck.
H	Klemmschild	90 x 50	25 Stck.
I	Klemmschild	70 x 30	25 Stck.
J	Klemmschild	55 x 30	25 Stck.
K	Klemmschild	30 x 30	25 Stck.
L	Klemmschild, geeignet für Doppelrahmen	75 x 35	25 Stck.
M	Klemmschild, geeignet für Doppelrahmen	42 x 36	25 Stck.



## Siebkorbschilder – Schilderbefestigung



### STOPFEN ZUR BEFESTIGUNG VON SIEBKORBSCHILDERN, SILIKONECKEN ETC.


REF	Beschreibung	Material	Farbe	VE
A	09097	-	Silikon naturfarbig	100 Stck.
B	09225	-	Silikon blau	100 Stck.
C	09226	-	Silikon rot	100 Stck.
D	09227	-	Silikon gelb	100 Stck.
E	09228	-	Silikon grün	100 Stck.
F	09230	-	Kunststoff weiß	100 Stck.
G	09465	Modell 2013	Silikon rosa	100 Stck.
H	09466	Modell 2013	Silikon transparent	100 Stck.
I	09468	Modell 2013	Silikon rot	100 Stck.
J	09470	Modell 2013	Silikon grün	100 Stck.
K	09487	mini, zur Befestigung von Siebkorbschildern an Lochblechsiebkörben	Silikon transparent	100 Stck.

### ZUBEHÖR ZUR BEFESTIGUNG VON SIEBKORBSCHILDERN

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
L	01589	Karabinerhaken für Anhängeschild; passend für Anhängeschild REF 01588 und besonders REF 02253 – 02255	40,0 5 Stck.
M	01458	Schlüsselring zur Befestigung für Siebkorbschilder	Ø 20,0 100 Stck.
N	08443	Schrauben mit Linsenkopf aus Edelstahl	4,0 x 8,0 50 Stck.
O	08952	Schrauben aus V4A-Edelstahl	1,6 x 6,0 100 Stck.
P	08953	Unterlegscheiben aus V4A-Edelstahl	1,6 x 4,0 100 Stck.
Q	08954	Unterlegscheiben aus V4A-Edelstahl	2,0 x 7,0 100 Stck.
R	08444	Hutmutter für Schrauben (REF 08443) aus V4A-Edelstahl	4,0 x 8,0 50 Stck.
S	08955	Mutter aus V4A-Edelstahl	1,6 100 Stck.
T	08477	Klemmvorrichtung Set besteht aus: 1 x Hutmutter 1 x Unterlegscheibe 1 x Befestigungsplättchen	4,0 100 Stck.



## Siebkorb Schilder – Siebkorbanhänger



### SIEBKORBANHÄNGER

Siebkorbanhänger werden zur Farbmarkierung von Siebkörben und Containern sowie der Kommunikation von Informationen zwischen den Abteilungen genutzt. Key Surgical ist weltweit der größte Anbieter von kundenspezifisch gefertigten Siebkorbanhängern. Sie bestehen aus hitze- und desinfektionsmittelbeständigem Material für den Einsatz im gesamten Aufbereitungszyklus. Unsere Edelstahlständer für Siebkorbanhänger helfen Ihnen, mehr Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz zu schaffen. Zusätzlich zu den üblichen Anhängern bieten wir Ihnen kundenindividuelle Aufdrucke und Farben (z. B. Leihsieb, unsteril, gereinigt oder desinfiziert).

### SIEBKORBANHÄNGER AUS KUNSTSTOFF – BLANKO

Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig bis 134 °C, RDG-tauglich.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A 09634	weiß	160 x 35	250 Stck.
B 09677	schwarz	160 x 35	250 Stck.
C 09637	rot	160 x 35	250 Stck.
D 09636	grün	160 x 35	250 Stck.
E 09638	gelb	160 x 35	250 Stck.
F 09676	braun	160 x 35	250 Stck.
G 09635	blau	160 x 35	250 Stck.
H 09268	weiß	206 x 110	250 Stck.


### SIEBKORBANHÄNGER AUS SPEZIALPAPIER – BLANKO

Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig bis 134 °C, nicht RDG-tauglich.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
H 09599	weiß	206 x 110	250 Stck.
H 09751	weiß	240 x 50	250 Stck.



## Siebkorb Schilder – Siebkorbanhänger



### SIEBKORBANHÄNGER AUS KUNSTSTOFF – BLANKO


Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig bis 134 °C, RDG-tauglich.

REF	Farbe	Format (mm)	VE
A 09264	blau	236 x 50	250 Stck.
A 09566	blau (einseitig)	240 x 50	250 Stck.
B 09267	gelb	236 x 50	250 Stck.
B 09569	gelb (einseitig)	240 x 50	250 Stck.
C 09265	grün	236 x 50	250 Stck.
C 09567	grün (einseitig)	240 x 50	250 Stck.
D 09269	orange	236 x 50	250 Stck.
E 09266	rot	236 x 50	250 Stck.
E 09568	rot (einseitig)	240 x 50	250 Stck.
F 09244	weiß	236 x 50	250 Stck.
F 09244SP	weiß	240 x 50	200 Stck.
F 18061	weiß	286 x 83	250 Stck.
G 18066	pink	240 x 50	250 Stck.
G 08338	pink (einseitig)	240 x 50	250 Stck.
G 08337	hellblau	240 x 50	250 Stck.





## Siebkorb Schilder – Siebkorbanhänger



### SIEBKORBANHÄNGER AUS KUNSTSTOFF MIT AUFDRUCK – GRÜN

Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig 134°C, RDG-tauglich.


REF	Beschriftung	Farbe	Format (mm)	VE
A 09799	„von Reparatur zurück“	grün	150 x 35	250 Stck.
18051	„geprüft“	grün	150 x 35	250 Stck.
B 08300	„Sterilgut“	grün	190 x 50	250 Stck.
C 09763	„Implantat fehlt“	grün	190 x 50	250 Stck.
D 09793	„Explantat“	grün	190 x 50	250 Stck.
E 09393	„steril“	grün	240 x 50	250 Stck.
F 09575	„verfällt am: _____“	grün	240 x 50	250 Stck.
09578	„dringend“	grün	240 x 50	250 Stck.
G 09684	„Reparatur“	grün	240 x 50	250 Stck.
H 09686	„gereinigt & desinfiziert“	grün	240 x 50	250 Stck.
I 09687	„vollständig“	grün	240 x 50	250 Stck.
J 09689	„sauber“	grün	240 x 50	250 Stck.
K 09693	„Leihsieb“	grün	240 x 50	250 Stck.
08352	„Leihsieb / Setbez. / Firma“	grün	240 x 60	250 Stck.
18060	„Achtung: Sieb unvollständig!, zur Reparatur, fehlt, Ersatz:, Datum:, HZ:“	grün	240 x 60	250 Stck.

### SIEBKORBANHÄNGER AUS KUNSTSTOFF MIT AUFDRUCK – ORANGE

Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig 134 °C, RDG-tauglich.

REF	Beschriftung	Farbe	Format (mm)	VE
L 09760	„eilt“	orange	190 x 50	250 Stck.
M 09765	„Leihgerät“	orange	190 x 50	250 Stck.
N 09576	„Implantat fehlt _____“	orange	240 x 50	250 Stck.
O 09578	„dringend“	orange	240 x 50	250 Stck.
P 09579	„Reklamation“	orange	240 x 50	250 Stck.
Q 09594	„Achtung unvollständig“	orange	240 x 50	250 Stck.
09690	„eilt“	orange	240 x 50	250 Stck.
09758	„Leihsieb“	orange	240 x 50	250 Stck.
R 08354	„Siebname/Nr.“	orange	240 x 60	250 Stck.

## Siebkorb Schilder – Siebkorbanhänger



### SIEBKORBANHÄNGER AUS KUNSTSTOFF MIT AUFDRUCK – ROT

Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig 134 °C, RDG-tauglich.

REF	Beschriftung	Farbe	Format (mm)	VE
A 09757	„unvollständig“	rot	150 x 35	250 Stck.
B 09613	„Achtung unvollständig“	rot	190 x 50	250 Stck.
C 09756	„fehlt“	rot	190 x 50	250 Stck.
18071	„komplette Aufbereitung“	rot	190 x 50	250 Stck.
D 08309	„MRSA“	rot	240 x 50	250 Stck.
09580	„Visum“	rot	240 x 50	250 Stck.
E 09587	„SIEB/SET“	rot	240 x 50	250 Stck.
F 09688	„unsteril“	rot	240 x 50	250 Stck.
G 09694	„Leihsieb“	rot	240 x 50	250 Stck.
H 09750	„Reklamation“	rot	240 x 50	250 Stck.
I 09761	„GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	rot	240 x 50	250 Stck.
J 09770	„EILT“	zweiseitig rot	240 x 50	250 Stck.
K 18024	„Implantate:“	rot	240 x 50	250 Stck.
L 18027	„Aufbereitung“	rot	240 x 50	250 Stck.
18062	„Achtung: Sieb unvollständig!, zur Reparatur, fehlt, Ersatz:, Datum:, HZ:“	rot	240 x 60	250 Stck.
18068	„GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“, mit Hinweis auf ADR-Verordnung	rot	240 x 60	250 Stck.

## Siebkorb Schilder – Siebkorbanhänger



### SIEBKORBANHÄNGER AUS KUNSTSTOFF MIT AUFDRUCK – GELB

Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig 134 °C, RDG-tauglich.

REF	Beschriftung	Farbe	Format (mm)	VE
A	„Nachlegelager“	gelb	150 x 35	250 Stck.
B	„LEIHSIEB“	gelb	150 x 35	250 Stck.
C	„Leihsieb“	gelb	240 x 50	250 Stck.
D	„Priorität“	gelb	240 x 50	250 Stck.
E	„fehlt“	gelb	240 x 50	250 Stck.
F	„LEIHSIEB zur Firma zurück“	gelb	240 x 50	250 Stck.
G	„Leihsieb“	gelb	240 x 60	250 Stck.
18069	„Achtung: Sieb unvollständig! Reparaturüberbrückung!“	gelb	240 x 60	250 Stck.

### SIEBKORBANHÄNGER AUS KUNSTSTOFF MIT AUFDRUCK – BLAU

Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig 134 °C, RDG-tauglich.

REF	Beschriftung	Farbe	Format (mm)	VE
H	„Explantat“	blau	190 x 50	250 Stck.
I	„unvollständig“	blau	190 x 50	250 Stck.
09764	„Implantate aufgefüllt“	blau	190 x 50	250 Stck.
18067	„OP-Nr.“	hellblau	190 x 50	250 Stck.
18077	„Prionen“	blau	190 x 50	250 Stck.
J	„Externer Kunde“	dunkelblau	240 x 50	250 Stck.
K	„Leihsieb“	blau	240 x 50	250 Stck.
L	„gewaschen“	blau	240 x 50	250 Stck.
M	„Instrumentenlager Kunde: ___“	zweiseitig hellblau	240 x 50	250 Stck.

## Siebkorb Schilder – Siebkorbanhänger



### SIEBKORBANHÄNGER AUS KUNSTSTOFF MIT AUFDRUCK

Zum Einmalgebrauch, hitzebeständig 134 °C, RDG-tauglich.

REF	Beschriftung	Farbe	Format (mm)	VE
18078	mit Feld für Etikett und Abreißperforation	braun	240 x 50	250 Stck.
A 09559	„Explantat“	pink	190 x 50	250 Stck.
B 09560	„Leihinstrumente zur Rücksendung“	pink	240 x 50	250 Stck.
18011	„Priorität“	pink	240 x 50	250 Stck.
18036	„Leihsieb“	pink	240 x 50	250 Stck.
18034	„Leihsieb“	pink	250 x 50	250 Stck.
18035	„Leihsieb“	schwarz	240 x 50	250 Stck.
18073	„Geräte-Typ“	schwarz	240 x 60	250 Stck.
18056	„Sieb vom Vortag“	violett	240 x 60	250 Stck.
C 08315	„Leihgerät“	weiß	150 x 35	250 Stck.
D 09572	„sauber“	weiß	240 x 50	250 Stck.
E 09583	„Für Schichtleitung:“	weiß	240 x 50	250 Stck.
F 09696	„Leihsieb“	weiß	240 x 50	250 Stck.
G 09699	„Implantate“	weiß	240 x 50	250 Stck.
H 09796	„Wartung fällig:“	weiß	240 x 50	250 Stck.
18059	„OP, durchgeführt, OP-Personal, Entsorgung_, Zerlegung_, Sonstiges_“	weiß	240 x 50	250 Stck.
18063	„MP gehört auf_“	weiß	240 x 50	250 Stck.
18064	„Mängelmeldung“	weiß	240 x 50	250 Stck.




## Siebkorbschilder – Siebkorbanhänger

### SIEBKORBANHÄNGER BLANKO AUS KUNSTSTOFF ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG

Zum Einmalgebrauch, weiß, Kerndurchmesser: 76 mm, mit Abreißperforation, hitzebeständig bis 134 °C, RDG-tauglich, individueller Aufdruck schon ab einer Abnahmemenge ab 100 Stck. möglich. Bei entsprechend vorhandener Hard- und Software können Sie Ihre eigenen Siebkorbanhänger erstellen.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
A	Rolle à 5000 Stck.	160 x 19	1 Rolle
B	Rolle à 600 Stck.	254 x 42	1 Rolle



### PP-SIEBKORBANHÄNGER

Hitzebeständig bis 134 °C, RDG-tauglich.

REF	Farbe	Schriftfeldgröße (mm)	Länge (mm)	VE
C	weiß	50 x 30	200	100 Stck.
D	blau	50 x 30	200	100 Stck.
E	grün	50 x 30	200	100 Stck.
F	rot	50 x 30	200	100 Stck.
G	gelb	50 x 30	200	100 Stck.


### RFID-SIEBKORBANHÄNGER AUS SILIKON

Hitzebeständig bis 134 °C, RFID-Chip integriert (ISO-15693).

REF	Farbe	VE
H	gelb	1 Stck.
I	grün	1 Stck.
J	blau	1 Stck.

### EDELSTAHLSTÄNDER FÜR SIEBKORBANHÄNGER

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
K	3-fach, mit 4 beiliegenden Klebefüßen (12,7 x 1,8 mm)	188 x 100 x 255	1 Stck.
L	6-fach, mit 4 beiliegenden Klebefüßen (12,7 x 1,8 mm)	368 x 100 x 255	1 Stck.



K

Siebkorbschilder